

PHILIPS

Envolturas de tela

DreamWear

Pieza de repuesto

con 1 juego de envolturas de tela

2 por paquete



HH1120



La sensación de no llevar mascarilla

Gracias a la libertad y comodidad de DreamWear, podrá dormir como quiera. Todos los productos comercializados por Philips Respironics cumplen con la legislación vigente.

Fácil de usar

- Cómodas y suaves

Destacados

Envolturas de material suave



Proporciona un tacto suave en las mejillas

Especificaciones

Limpieza: fundas de tela

Lavar a mano con detergente suave:
Enjuagar en profundidad, colgar para secar¹

Sustitución

Inspeccionar a diario por si se observan
signos de desgaste: Sustituir al primer signo
de desgaste

Detalles del producto

Materiales: Poliéster, Spandex

Garantía: 90 días

