


PHILIPS



Інфрачервона лампа
InfraCare

650 Вт

Для великих ділянок тіла

Висота: 63,5 см

HR3641

Ефективне тамування болю

Інфрачервоне тепло, що глибоко проникає у шкіру

Philips InfraCare ефективно тамує біль у м'язах та суглобах. Інфрачервоне тепло 650 Вт дуже приємне і глибоко проникає у шкіру, покращуючи циркуляцію крові, що сприяє ефективному розслабленню великих ділянок тіла площею 60x40 см.

Легкість у використанні

- Можливість обертання для регулювання кута

Ефективне тамування болю

- Інфрачервоне тепло, що глибоко проникає у шкіру

Для великих ділянок тіла

- Інфрачервона галогенна лампа потужністю 650 Вт

Основні особливості

Інфрачервона галогенна лампа потужністю 650 Вт



Philips InfraCare HP 3643 оптимізовано для ефективного тамування болю на ділянках площею 60 x 40 см, таких як уся спина, обидва плеча та шия або стегно. InfraCare застосовує інноваційну технологію інфрачервоної галогенної лампи. Спеціальну оптику, фільтр та потужну галогенну лампу на 650 Вт вдосконалено, що забезпечує обробку великої ділянки тіла (60 x 40 см) та значно комфортніше тепло, оскільки інфрачервоне тепло рівномірніше розподіляється по ділянці тіла, яку потрібно обробити.

Можливість обертання для регулювання кута

Завдяки максимальній гнучкості InfraCare HP 3643 легко використовувати для обробки великої ділянки тіла і в різних ситуаціях (наприклад, під час лежання

на ліжку або лежанку). Крім регулювання висоти, для оптимальної обробки потрібної частини тіла ламповий блок можна легко розміщувати шляхом переміщення у горизонтальне чи вертикальне положення (вліво/вправо на 90 градусів) та нахилу вгору або вниз (на 45 градусів).

Інфрачервоне тепло, що глибоко проникає у шкіру



Інфрачервоні промені ефективно знімають біль у м'язах та усувають оніміння суглобів. Приємне тепло від інфрачервоної лампи глибоко проникає у шкіру, стимулює кровообіг та зігріває м'язи. У стані заспокоєння м'язи автоматично розслабляються. Оскільки тепло сприяє розм'якшенню тканин, закостенілі суглоби під його дією стають гнучкішими.

Специфікації

Простий у використанні

2 ручки: для легкого транспортування та встановлення

On/off switch

Можливість збільшення висоти: 45–80 см

Ламповий блок, який легко розміщувати (зліва/справа): 90

Ламповий блок, який легко розміщувати (вгорі/вниз): 45

Обробка половини тіла

Область лікування: 60x40 cm

IEC certified: Відповідає стандартам IEC 60601 та 60335

Інфрачервона галогенна лампа: 650 W

Ефективне знеболення

Deep penetrating warmth

Контроль обробки

Digital timer: із функцією автоматичного вимкнення

Регулятор яскравості з 3 налаштуваннями тепла

Функція призупинення

Технічні характеристики

Довжина шнура: 300 m

Напруга: 230 V

Потужність: 650 W

Частота: 50 / 60 Hz

Ізоляція:

Class II (з подвійною ізоляцією)

Термін експлуатації ламп: 500 hour(s)

Вага та розміри

Вага виробу: 5,5 kg

Розміри виробу: 29,0 x 63,5 x 29,0 (ШxВxГ) cm

Кількість на блок (Європа): 18 pcs

Розміри коробки F (= коробці A): 33,9 x 80,0 x 36,5

(ШxВxГ) cm

Вага коробки F (= коробці A): 6,5 kg

Логістичні дані

Країна виготовлення: Німеччина

Код CTV: 884364101000

Легкість у використанні

Цифровий інтерфейс користувача: для індикації часу та інтенсивності тепла

Медичний пристрій

Директивна ЄС про медичні пристрої: 2007/47/EC, MDD 93/42/EEC

