

PHILIPS

Huvudband till
helmask

DreamWear

Utbytesdel till helmask

Standardhuvudband



HH1131



Bekväm passform.*

Med friheten och bekvämligheten hos DreamWear Helmask kan du sova precis hur du vill.

Magnetiska knäppen

- Det sitter magneter i knäppena till huvudbandet och på maskkudden

Bekväm och lättanvänd

- Huvudband i mjukt material med magnetiska knäppen

Funktioner

Mjuk och bekväm



Huvudbandet i mjukt material är bekvämt att bära nattetid samtidigt som magnetknäpperna gör det lätt att justera utrustningen för rätt passform.

Magnetiska knäppen



Kontakta din läkare innan du använder denna mask. Vissa medicintekniska produkter kan påverkas av magnetiska fält. De magnetiska knäpperna i masken ska sitta minst 50 mm från alla aktiva medicinska enheter, med särskild hänsyn till implantat, såsom pacemakers, defibrillatorer och cochleaimplantat. Läs bruksanvisningen till respektive enhet för mer information.

Specifikationer

Varning: magnetiska störningar

Var försiktig med pacemakers: Read IFU's before use.

Produktdetaljer

Material: Nylon, Polyurethane foam, Spandex

Garanti: 90 days

Byte

Kontrollera eventuellt slitage dagligen:

Replace at first sign of wear

