

PHILIPS

Bøyle

DreamWear

Reservedel

Stor bøyle



HH1118



Som om du ikke har på deg
noe.*

Med friheten og komforten du får med DreamWear, kan du sove akkurat slik du vil.

Lett å bruke

- Funksjoner bare for deg

Nyskapende utforming

- Myk og fleksibel ramme
- Luftrørtilkobling øverst på hodet

Høydepunkter

Brukervennlig bøyle



Enkel å bruke. Velg en av de tre bøylestørrelsene som passer deg best. Alle bøylestørrelsene passer med alle putestørrelsene.

Nyskapende bøyلةutforming



Den myke, fleksible rammen er behagelig å ha på om natten. Brukere har uttalt at det føles som om de ikke har på seg noe i det hele tatt.*

Bevegelsesfrihet



Ved å flytte rørets plassering til toppen av hodet gir DreamWear større bevegelsesfrihet i løpet av natten. Brukerne sa at de ikke trengte å velge en sovestilling ved bruk av DreamWear.*

Spesifikasjoner

Nyskapende utforming

Komfort og ytelse: Soft fabric straps

Rengjøring: bøyle

Hand wash with mild detergent: Rinse thoroughly, air dry¹

Utsifting

Kontroller daglig for slitasje: Replace at first sign of wear

Produktdetaljer

Materials: Polycarbonate, Silicone

Warranty: 90 days

