

PHILIPS

Ram L

DreamWear

Ersättningsdel

Large-ram



HH1118



Bekväm passform.*

Med friheten och bekvämligheten hos DreamWear kan du sova precis hur du vill.

Lättanvänd

- Funktioner bara för dig

Innovativ design

- Mjuk, flexibel ram
- Luftslanganslutningen sitter högst upp på huvudet

Funktioner

Lättanvänd ram



Lättanvänd – välj den av de tre ramstorlekarna som passar dig bäst. Alla ramstorlekar passar alla kuddstorlekar.

Innovativ ramdesign



Den mjuka och flexibla ramen är bekväm att ha på natten. Användare har sagt att den inte känns alls.*

Rörelsefrihet



DreamWear ger ökad rörelsefrihet under natten genom att slangen placeras ovanpå huvudet. Användare uppgav att de inte behövde välja en särskild sovställning när de använde DreamWear.*

Specifikationer

Innovativ design

Komfort och hög prestanda: Mjukt tygomslag

Rengöring: ram

Handtvätta med ett mildt rengöringsmedel: Skölj noga och låt lufttorka¹

Byte

Kontrollera eventuellt slitage dagligen: Replace at first sign of wear

Produktdetaljer

Material: Polycarbonate, Silicone

Garanti: 90 days

