

# PHILIPS

## Tygssidor

## DreamWear

Ersättningsdel

med 1 uppsättning tygomslag

2 per förpackning



HH1120



## Bekväm passform.\*

Med friheten och bekvämligheten hos DreamWear kan du sova precis hur du vill.

### Lättanvänd

- Bekväma och mjuka

# Funktioner

## Mjukt tygomslag



Ligger mjukt emot kinden

# Specifikationer

## Rengöring: tygomslag

Handtvätta med ett mildt rengöringsmedel:  
Skölj noga, häng upp för att torka!

## Byte

Kontrollera eventuellt slitage dagligen:  
Replace at first sign of wear

## Produktdetaljer

**Material:** Polyester, Spandex

**Garanti:** 90 days

