

# PHILIPS

## Gelkussens

## DreamWear

### Groot formaat



HH1125



## Alsof u helemaal niets draagt\*

DreamWear Gel Pillows biedt u vrijheid en comfort, zodat u kunt genieten van een goede nachtrust.

### **Gebruiksvriendelijk**

- Gepersonaliseerde functies

### **Ontworpen met innovatieve gelneusdoppen**

- Eenvoudig aan te brengen
- Modulair ontwerp
- Comfort en prestaties

# Kenmerken

## Eenvoudig aan te brengen



Kies het juiste kussen, zodat de blauwe gelneusdoppen comfortabel onder uw neus zitten zonder dat er ruimte tussen zit. Alleen het zachte uiteinde van siliconen materiaal moet in uw neusgaten zitten. Duw geen enkel gedeelte van de blauwe gelkussens in uw neus.

## Innovatief ontwerp



Minder ongemak voor uw gezicht, neus en neusgaten. Gebruikers vinden DreamWear Gel Pillows comfortabeler dan hun voorgeschreven masker.

## Innovatief ontwerp



Eenvoudig te gebruiken met één modulaire frame voor alle neusdoppenformaten.

## Modulair ontwerp



Modulair ontwerp met vervangbare kussens en neusdoppen zodat het snel in elkaar kan worden gezet en worden gereinigd.

# Specificaties

## Productgegevens

**Materiaal:** Polycarbonate, Polyurethane gel, Silicone

**Garantie:** 90 days

## Het kussen reinigen

**Handmatig wassen met een mild reinigingsmiddel:** Rinse thoroughly, air dry<sup>1</sup>

## Vervanging

**Controleer dagelijks op slijtage:** Replace at first sign of wear

