

# PHILIPS

## Mascarilla

### DreamWear Pillows

3 tamaños de almohadilla

Armazón mediano



HH1124



## La sensación de no llevar mascarilla\*

Con la libertad y la comodidad de las almohadillas de gel DreamWear, podrá dormir como desee. Todos los productos de Philips cumplen con la legislación vigente. Puede consultar el uso previsto en el manual de instrucciones.

#### **Campo de visión abierto**

- Su diseño abierto ofrece un campo de visión muy amplio

#### **Un diseño innovador**

- Conexión del tubo de aire situada en la parte superior
- Almohadillas de gel
- Diseño modular
- Es compatible con la terapia del sueño

#### **Diseño cómodo**

- Fáciles de colocar
- Arnés de líneas finas
- Envolturas de material suave
- Armazón flexible y suave

# Destacados

## Fáciles de colocar



Elija la almohadilla adecuada de modo que la base de gel azul de la almohadilla repose cómodamente bajo la nariz sin dejar ningún hueco. Únicamente la punta blanda de silicona debe introducirse en los orificios nasales. No introduzca ninguna parte de la base de gel azul en la nariz.

## Duerma como desee



Al pasar el tubo a la parte superior, las almohadillas de gel DreamWear ofrecen mayor libertad de movimientos durante la noche. Los usuarios nos explican que no necesitan decidir una posición para dormir cuando llevan las almohadillas de gel DreamWear\*.

## Almohadillas de gel




Disminuye las molestias en la cara, la nariz y los orificios nasales. Los usuarios afirman que las almohadillas de gel DreamWear son más cómodas que su mascarilla prescrita.

## Diseño modular



Diseño modular para una limpieza y montaje rápidos, con almohadillas intercambiables y almohadillas nasales.

## Arnés de líneas finas



DreamWear combina comodidad y estética. Los usuarios afirman que las almohadillas de gel DreamWear les hacen sentirse como si no llevaran nada en la cara en mayor medida que sus mascarillas prescritas.

## Envolturas de material suave




Proporciona un contacto suave en la cara.

## Armazón flexible y suave



El material flexible por el que pasa el aire se aplica de manera suave en la piel y es agradable de llevar.

## Visión sin obstáculos



Diseño abierto que facilita llevar gafas, leer, ver la televisión y utilizar un ordenador o una tableta antes de quedarse dormido.

## Es compatible con la terapia del sueño



DreamWear le ofrece la posibilidad de elegir las almohadillas que le resulten más cómodas, por lo que tendrá mayor libertad de movimientos y un sueño de mayor calidad.

# Especificaciones

## Contenido del embalaje

**Include:** Small Cushion, Medium Cushion, Large Cushion, Medium Frame

## Finalidad de uso

Para pacientes <gt/> 30 kg: con prescripción de CPAP

## Detalles del producto

**Materiales:** Nylon, Polyurethane foam, Polycarbonate, Polyester, Polyurethane gel, Silicone, Spandex

**Garantía:** 90 days

**Presión de funcionamiento:** 4 a 20 cm H2O

**Nivel de sonido:** 18 dBA

**Número de piezas:** 5

## Limpieza: arnés, tubo

**Lavar a mano con detergente suave:** Enjuagar en profundidad, secar al aire<sup>1</sup>

## Limpieza: mascarilla

**Lavar a mano con detergente suave:** Enjuagar en profundidad, secar al aire<sup>1</sup>

## Sustitución

**Inspeccionar a diario por si se observan signos de desgaste:** Replace at first sign of wear



\* \* Cuestionario sobre preferencias del usuario Philips 2017

\* El suministro incluye un armazón de mascarilla estándar (talla M) y tres almohadillas, una de cada talla (S, M, L). El dispositivo de terapia del sueño no está incluido.

\* Los costes de DreamWear son confidenciales y el seguro médico no suele reembolsarlos.