

PHILIPS

AVENT

Ручний
молоковідсмоктувач

з системою зберігання VIA

SCF290/12



Зцідуйте більше. Зберігайте з легкістю.

Зцідуйте, зберігайте та годуйте у легкий спосіб

Ручний молоковідсмоктувач забезпечує цілковитий контроль над потужністю та ритмом відсмоктування. Клінічно доведено, що унікальний ручний молоковідсмоктувач Philips Avent збільшує ефективність зціджування молока, відсмоктуючи більше, ніж лікарняні електричні молоковідсмоктувачі.

Переваги та характеристики:

- Зцідуйте та зберігайте одним легким рухом
- Клінічно доведено

Ефективність доведено клінічно

- Запатентовані масажні подушечки

Стимулювання та зціджування

- Ніжні масажні подушечки створюють природний відтік молока, як при смоктанні дитиною

Підходить для всіх молоковідсмоктувачів та сосок Philips Avent

- Адаптер для зціджування та годування

Для безпечного зберігання і транспортування

- Поворотна система, що запобігає проливанню

Основні особливості

Зціджуйте та зберігайте одним легким рухом



VIA – це багатофункціональна система зберігання, що заощаджує місце і розвивається разом із Вашою дитиною. Вона дозволяє використовувати один контейнер для зціджування, зберігання та годування дитини грудним молоком.

Ніжні масажні подушечки



Запатентовані масажні насадки молоковідсмоктувача Philips Avent вигинаються вперед і назад, імітуючи смоктання дитини, що допомагає стимулювати швидкий природний відтік молока.

Поворотна система, що запобігає проливанню



Для безпечного зберігання і транспортування

Адаптер для зціджування та годування



Щоб зціджувати та годувати з одного контейнера, використовуйте адаптер.

Клінічно доведено



Клінічно підтверджено зціджування більшої кількості молока, ніж за допомогою медичного подвійного електричного відсмоктувача*.

Запатентовані масажні подушечки



П'ять ніжних пелюстків-масажерів молоковідсмоктувача Philips Avent ніжно вигинаються вперед і назад під час відсмоктання молока та доповнюють дію вакууму для імітації смоктання Вашої дитини.

Специфікації

Країна виготовлення

England

Етап: 0–6 місяців

У комплекті:

Milk storage cup lid: 5 pcs

Milk storage cup adaptor: 2 pcs

Надзвичайно м'яка соска для годування новонароджених: 2 pcs

Newborn nipple travel pack: 2 pcs

Spare parts: 1 pcs

Простерилізований контейнер (180 мл):

5 pcs

Ручний молоковідсмоктувач: 1 pcs

