

PHILIPS

AVENT

Kit d'expression
pour tire-lait double

SCF308/02



Inspiré par la nature

Pour recueillir davantage de lait et le conserver facilement

Pièces personnelles pour tire-lait électronique double Philips Avent.

Avantages et caractéristiques :

- Confort et efficacité maximum
- Kit d'expression pour tire-lait électrique double

Vous aide à allaiter plus longtemps

- Plus de lait, naturellement

Stimule et permet de recueillir le lait

- Les alvéoles du coussin massEUR souple stimulent l'écoulement naturel du lait.
- L'aspiration douce imite la tétée de votre bébé pour un débit de lait régulier

Points forts

Aspiration douce

L'aspiration douce imite la tétée de votre bébé et crée un débit de lait régulier qui demande moins d'effort.

Coussin masseur breveté



Les cinq alvéoles du coussin masseur se gonflent et se dégonflent avec simultanément une aspiration efficace, ce qui entraîne un écoulement naturel du lait.

Plus de lait, naturellement



Tirer son lait permet à votre bébé de recevoir du lait maternel, même en votre absence

Kit d'expression

Les entonnoirs de ce kit d'expression pour tire-lait double ne sont compatibles qu'avec le tire-lait électrique double, car les valves sont différentes et le diaphragme est fermé. Le kit d'expression pour tire-lait double n'est pas compatible avec les tire-lait manuels ou les tire-lait électriques simples

Coussin masseur souple



Les alvéoles du coussin masseur breveté du tire-lait Philips Avent se gonflent et se dégonflent pour reproduire les mouvements de la tétée et permettre de stimuler l'écoulement rapide et naturel du lait.

Caractéristiques

Pays d'origine

Angleterre

Inclus

Couvercle pour pot de conservation du lait:

5 Pièce(s)

Pot de conservation (240 ml): 5 Pièce(s)

Tire-lait: 2 Pièce(s)

Étapes de développement

Étape: 0-6 mois

