

PHILIPS

 Product Picture

AVENT

Extractor eléctrico
sencillo Comfort

Natural

Incluye biberón de 125 ml

SCF332/01

Más comodidad y más leche

Extractor de leche con cojín masajeador

Cuando está cómoda y relajada, la leche fluye con más facilidad. Por eso hemos creado nuestro extractor de leche más cómodo hasta el momento. Siéntese cómodamente sin necesidad de inclinarse hacia delante y deje que nuestro cojín masajeador suave estimule ligeramente el flujo de leche.

Siéntese cómodamente sin necesidad de inclinarse hacia delante

- Postura de extracción más cómoda gracias a su exclusivo diseño

Estimula suavemente la bajada y el flujo de leche

- Cojín masajeador suave con tacto cálido

Otras ventajas

- Montaje intuitivo. Fácil encaje visual de las piezas
- Diseño ligero y compacto
- Compatible con otros productos de alimentación de Philips Avent
- Fácil limpieza gracias al número reducido de piezas sueltas
- Fácil manejo con solo tocar un botón

Elija la posición más cómoda

- Dispone de modo de estimulación suave y 3 ajustes de extracción

Destacados

Postura más cómoda

El extractor de leche tiene un diseño exclusivo, por lo que la leche fluye directamente del pecho al biberón, incluso si se sienta erguida. Esto significa que puede sentarse con mayor comodidad durante la extracción, sin necesidad de inclinarse hacia delante para asegurarse de que toda la leche llegue al biberón. Si se sienta cómodamente y se relaja durante la extracción, favorecerá que la leche fluya con más facilidad.

Ajustes sencillos entre los que elegir

Al encenderlo, el extractor se inicia automáticamente en el modo de estimulación suave para que fluya la leche. A continuación, elija entre los 3 ajustes de extracción para que la leche fluya con mayor comodidad para usted.

Cojín masajeador suave

Nuestro cojín masajeador tiene una nueva textura suave y aterciopelada que proporciona un tacto cálido en la piel para estimular el flujo de la leche de forma cómoda y suave. El cojín está diseñado para imitar el patrón de succión del bebé para ayudar a estimular la bajada de leche.

Diseño compacto

El extractor de leche tiene un diseño compacto que permite sujetarlo y colocarlo fácilmente en el pecho. La unidad base pequeña y ligera se puede colocar fácilmente al alcance de la

mano para controlar totalmente el extractor. Para transportarlo y guardarlo con mayor facilidad, el embudo se enrolla alrededor de la unidad base. Se puede utilizar fácilmente en cualquier parte con pilas.

Fácil limpieza

La limpieza resulta fácil gracias al número reducido de piezas sueltas. La leche nunca entrará en contacto con el embudo y la unidad base. Todas las piezas se pueden lavar en el lavavajillas, excepto las eléctricas.

Fácil manejo

Un extractor eléctrico sencillo es ideal para las madres que extraen leche con frecuencia y valoran la extracción sin esfuerzo con solo tocar un botón.

Montaje intuitivo

Facil encaje visual de las piezas para un montaje intuitivo.

Compatible con toda la gama

Este extractor de leche se puede utilizar junto con otros productos de alimentación de la gama Philips Avent, incluidos nuestros biberones y recipientes para leche materna Classic. Philips Avent ofrece también una gama de accesorios para cuidar el pecho, dar el pecho durante más tiempo y aumentar su comodidad.

Especificaciones

País de origen

England

Fases de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses

Qué incluye

Extra soft newborn flow nipple: 1 pcs
Sealing disc for milk storage: 1 pcs

Material

Extractor de leche materna: Polipropileno, Sin BPA*
Biberón: Polipropileno, Sin BPA*
Tetina: Silicona, Sin BPA*

Diseño

Diseño del extractor de leche: Diseño compacto
Diseño del biberón: Forma ergonómica, Cuello ancho

Qué incluye

Paquetes de muestra de discos absorbentes: 2 (2 discos para día y 2 discos para noche) pcs
Biberón Natural de 125 ml: 1 pcs
Cojín de tamaño estándar: 1 pcs
Cuerpo del extractor de leche: 1 pcs
Unidad base con embudo: 1 pcs
Diafragma de repuesto: 1 pcs

Fácil de usar

Uso del extractor de leche: Montaje sencillo, Fácil limpieza, Compatible con toda la gama

Extractor de leche

Material: Sin BPA*

Funciones

Sin inclinarse hacia delante: Siéntese en una postura cómoda
Cojín masajeador suave: Delicada estimulación
Ajustes: 3 ajustes de extracción, 1 modo de estimulación

