

PHILIPS



Epilator IPL

Lumea Precision Plus

Pt utilizare corp, față, zona inghinală

15 minute pentru tratarea gambelor

Durată viață >140.000 impulsuri lumină

Design fără fir



SC2008/11

Modul ideal de a împiedica creșterea părului pentru a obține o piele catifelată, acasă

Lumea IPL de la Philips este cea mai eficientă soluție IPL fără fir și este minunată pentru a preveni reapariția părului pe față și pe corp. Impulsurile delicate de lumină, aplicate cu regularitate, păstrează pielea netedă ca mătasea în fiecare zi.

Catifelare de durată

- Piele catifelată în fiecare zi
- Eficient fără efort

Îndepărtarea părului cu tehnologia IPL

- Adaptat pentru utilizare sigură în confortul casei tale
- Adecvat pentru o largă varietate de tipuri de păr și de piele

Delicat și eficient pe corp, față și zona inghinală

- Sigur și eficient chiar și în zonele sensibile
- Accesoriu mai mare pentru corp pentru tratament rapid
- Accesoriu pentru față pentru eliminarea părului
- Accesoriu special pentru părul din zona inghinală
- Cinci setări reglabile de energie luminoasă

Libertate maximă, bătaii de cap minime

- Confort fără fir
- Fără piese de schimb, fără costuri ascunse

Repere

Catifelare de durată



Philips Lumea aplică impulsuri delicate de lumină la rădăcina părului. În consecință, părul cade în mod natural, iar creșterea părului este inhibată. Repetarea regulată a acestui tratament vă va păstra pielea netedă în fiecare zi.

Eficient fără efort

Studiile noastre clinice au arătat o reducere semnificativă a părului după doar patru tratamente efectuate o dată la două săptămâni având ca rezultat o piele catifelată fără păr. Pentru menținerea acestor rezultate, ajunge să repeți tratamentul la nevoie. Intervalul de timp dintre tratamente poate varia în funcție de creșterea părului.

Tehnologia IPL



Philips Lumea utilizează o tehnologie pe bază de lumină numită IPL (lumină intens pulsată), derivată din tehnologia utilizată în saloanele profesionale de frumusețe. Philips a adaptat această tehnologie pentru utilizare sigură și eficientă în confortul casei tale. Philips a

colaborat cu dermatologi de marcă pentru a dezvolta sistemul nostru inovator de îndepărtare a părului. Timp de peste 10 ani am făcut cercetări de piață extensive pe segmentul consumatori în care am inclus peste 2000 de femei.

Toate tipurile de păr și piele

Suitable hair and skin tones

Skin Tone	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brownish black and darker
Hair Color						
Black	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Dark brown	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Brown	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Dark blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Light blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Red	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
White/grey	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

⊗ This product is suitable for you to use ⊗ This product is neither suitable nor safe for your skin and hair type

Philips Lumea are acțiune eficientă asupra părului blond închis (natural), șaten și negru. Ca și alte tratamente pe bază de lumină, Philips Lumea NU este eficient la părul roșcat, blond deschis sau alb/cenușiu. Philips Lumea NU este adecvat nici pentru pielea foarte închisă la culoare.

Zone de aplicare

Utilizează cu încredere pentru a îndepărta părul de pe față (buza superioară, bărbie și perciuni) și de pe părțile corpului, inclusiv de pe picioare, zona axilară, zona inghinală, abdomen și brațe.

Tratament rapid pe picioare



Accesorii mai mari pentru corp permite tratarea pe zone mari, cum ar fi picioarele.

Siguranță suplimentară pentru față



Accesorii pentru față are propriul filtru de lumină special conceput pentru utilizarea sigură și comodă pe buza superioară, bărbie și perciuni. Poate fi folosit și în alte zone sensibile de pe corp, cum ar fi zonele axilare și zonele greu accesibile.

Accesoriu pentru zona inghinală



Accesorii pentru zona inghinală pentru eliminarea eficientă a părului din această zonă. Părul din această zonă este în general mai puternic și mai gros decât cel de pe picioare.

Lumea Precision Plus

Epilator IPL

SC2008/11

Repere

Cinci setări de energie luminoasă



Philips Lumea are cinci setări reglabile de energie luminoasă pentru a asigura tratamentul delicat, dar eficient. Utilizat corect, tratamentul IPL cu Philips Lumea este sigur și delicat, putând fi utilizat chiar și în zonele cu piele sensibilă și în zonele sensibile ale corpului.

Confort fără fir



Designul unic fără fir Lumea este ideal pentru tratarea zonelor dorite, oricând dorești.

Nu sunt necesare piese de schimb



Philips Lumea este o soluție completă, gata de utilizare chiar din cutie. Mai important, nu necesită nicio lampă de schimb sau gel.

Specificații

Zone de aplicare

Zonele corpului: Picioare, Brațe, Ombilic, Zona inghinală, Axile

Zonele feței: Bărbie, Perciuni, Buza superioară

Siguranță și setări reglabile

Filtru UV integrat: Îți protejează pielea de lumina UV

5 setări pentru energia luminii: Reglabil în funcție de tipul de piele

Sistem de siguranță integrat: Previne pulsarea neintenționată

Mod de aplicare

Slide și Flash: Pentru aplicare comodă

Pas și pulsație: Pentru tratarea zonelor curbate

Utilizare cu cablu / fără fir: Fără fir

Putere

Durată de încărcare: 100 min

Voltaj: 100-240 V

Durată de funcționare: Minim 370 de pulsații

Specificații tehnice

Lampă cu performanță indicată: Furnizează > 140.000 pulsații

Atașamente

Fixare corp (4cm²): Pentru utilizare sub linia gâtului

Accesoriu pentru zona inghinală (2 cm²):

Tratament special pentru părul din zona inghinală

Accesoriu pentru față (2 cm²): Pentru aplicare sigură pe față

Serviciu

Garanție: 2 ani garanție internațională

Articole incluse

Instrucțiuni de folosire: Ghid de utilizare rapidă, Manual de utilizare

Încărcător: Încărcător diferite tensiuni

Depozitare: Husă

Timpe de aplicare

Membrului inferior: 8 min

Subsuoară: 1 min

Zona inghinală: 1 min

Zonele feței: 1 min

