

PHILIPS

Tubo microflexible
de 12 mm

DreamStation Go

El tubo más pequeño de Philips

Ofrece mayor libertad de
movimiento

El tubo más ligero de Philips



HH1455



Total libertad de movimiento mientras duermes

Nuestro tubo de 12 mm es un 58% más pequeño que el tubo actual de Philips. Ofrece una mayor flexibilidad y facilidad de movimiento. Todos los productos comercializados por Philips Respironics cumplen con la legislación vigente.

El tubo de 12 mm es el más pequeño y flexible que ofrecemos

- El más pequeño y el más ligero

Destacados

El más pequeño y el más ligero

El tubo microflexible de 12 mm es el tubo más pequeño y ligero diseñado por Philips. En un estudio reciente, los pacientes indicaron que el tubo microflexible de 12 mm de DreamStation

ofrece más flexibilidad y comodidad. Además, resulta más fácil moverse con él en comparación con los tubos convencionales**.

Especificaciones

Información técnica

Material: Elastómero termoplástico y polipropileno

Sustitución: Cada 6 meses

Longitud del tubo: 187,5 cm

Peso del tubo: 69 gramos

Diámetro interior del tubo: 12,12 mm

Número de referencia

Tubo de 12 mm microflexible: PR12

Servicios

Garantía: 90 días

Compatibilidad

Sistema PAP: DreamStation Go CPAP, AutoPAP

