

# PHILIPS

 Product Picture

# AVENT

Tire-lait  
électronique

SCF292/01

## Conçu pour le confort

Inspiré par la nature

Notre modèle exclusif de tire-lait est doté d'une mémoire électronique qui vous laisse le contrôle en mémorisant vos paramètres et en continuant pour vous.

### **Avantages et caractéristiques :**

- Enregistre et reproduit votre rythme

### **Vous aide à allaiter plus longtemps**

- Plus de lait, naturellement

### **Stimule et permet de recueillir le lait**

- Les alvéoles du coussin masseur souple stimulent l'écoulement naturel du lait.

### **Trois façons de l'utiliser**

- Fonctionne non seulement sur secteur, mais aussi sur piles et manuellement

## Points forts

### Coussin masseur souple



Les alvéoles du coussin masseur breveté du tire-lait Philips Avent se gonflent et se dégonflent pour reproduire les mouvements de la tétée et permettre de stimuler l'écoulement rapide et naturel du lait.

### Secteur, piles et mode manuel

Ce tire-lait électronique fonctionne non seulement sur secteur, mais aussi sur piles et manuellement, pour une souplesse d'utilisation totale.

### Enregistre et reproduit votre rythme

La mémoire électronique enregistre vos gestes et, d'une simple pression sur un bouton, reproduit votre propre rythme d'expression.

### Plus de lait, naturellement



Tirer son lait permet à votre bébé de recevoir du lait maternel, même en votre absence

## Caractéristiques

### Alimentation

Tension: 100 - 240 volt

### Pays d'origine

Angleterre

### Qu'est-ce qui est inclus ?

Battery pack: 1 Pièce(s)

Electronic Breast Pump: 1

Pot de conservation pour lait maternel (125 ml): 1 Pièce(s)

Socle/couvercle entonnoir pour biberon: 2 Pièce(s)

Tétine extra-souple débit nouveau-né: 1 Pièce(s)

Pièces de rechange: 1 Pièce(s)

Mains power lead: 1

Pièces pour le transformer en tire-lait manuel si nécessaire: 1

Biberon de conservation pour lait maternel (260 ml): 1 Pièce(s)

### Étapes de développement

Étape: 0-6 mois

