


PHILIPS

Kit thermomètre
numérique pour bébé

SCH530/86



Mesure de la température facile et fiable

Thermomètre numérique en forme de sucette pour une prise de température facile et précise

Prise de température rapide et fiable

- Thermomètre numérique pour une prise de température facile et précise
- Mesure rapide et fiable de la température en quelques secondes

Grand confort pour vous et votre bébé

- Colletette aérée pour prévenir toute irritation de la peau
- Comprend une sucette adaptée au nouveau-né
- Conçue spécialement pour les nouveau-nés

Bien-être de bébé

- Possibilité de stériliser ou de faire bouillir la sucette
- Stérilisable après avoir enlevé la partie électronique

Points forts

Thermomètre corporel numérique

Thermomètre corporel numérique rapide, fiable et précis pour mesurer la température de votre bébé.

Mesure en quelques secondes

Jamais trop chaud, jamais trop froid... Ce thermomètre numérique indique rapidement si le lait ou la nourriture est à bonne température. Ne laissez plus cela au hasard ! Il permet en outre de vérifier si la nourriture est encore assez chaude lorsque vous devez faire une pause au cours du repas.

Trous d'aération sur la sucette

Les trous d'aération sur la sucette permettent à l'air de circuler afin de prévenir la peau sensible de votre bébé contre toute irritation.

Téterelle en silicone

La téterelle en silicone est spécialement conçue pour s'adapter à la bouche de votre bébé. Utilisez-la en toute sérénité pour apaiser votre bébé.

Sucette incluse

Vous pouvez placer cette sucette régulièrement dans la bouche de votre bébé pour le stimuler ou l'habituer. Fonctionne comme n'importe quelle autre sucette.

Composants électroniques amovibles

Thermomètre-sucette stérilisable après avoir enlevé la partie électronique. Vous pouvez ainsi stériliser en toute tranquillité les éléments en contact avec votre bébé.

Stérilisation de la sucette

Grâce à ce matériau spécial, vous pouvez stériliser en toute tranquillité la sucette dans un micro-ondes ou un stérilisateur électrique sans l'endommager.

Caractéristiques

Alimentation

Autonomie pile: 200 hr

Type de batterie: LR41

Nombre de piles: 2

Amovible / remplaçable

Spécificités techniques

Operating temperature range: 32-44 °C

Accessoires

Mode d'emploi

Batterie

Spécificités techniques

Précision: 36,5-39,0 °C :+/-0,1 °C °C

Fiche technique

Temps de mesure: 10 sec

Pratique

Arrêt automatique

Voyant prêt-à-l'emploi

Pratique

Embout souple

Convient aux nouveau-nés

