

PHILIPS

AVENT

Komplet za njegu bebe

Svi osnovni proizvodi za njegu
bebe

Potpun komplet

Dječaci i djevojčice



SCH400/00



Moj prvi komplet za njegu bebe

Potpun osnovni komplet za njegu beba

Naš komplet za njegu bebe SCH400 omogućava vam da se pobrinite za svog mališana. Potpun komplet uključuje precizan, udoban i brz digitalni toplomjer, aspirator za nos s mekim vrhom, četkicu za zube koja se natakne prst, komplet za njegu noktiju i kose.

10 dijelova iz osnovnog pribora za njegu beba

- Digitalni termometar s profesionalnom preciznošću*
- Aspirator za nos s mekim i prilagodljivim vrhom
- Četkica za zube koja se postavlja na prst
- Komplet za njegu noktiju i kose

Kompaktna torbica, savršena za putovanja

- Kompaktni i organizirani komplet
- Savršen dar

Istaknute znač.

Digitalni termometar



Brzo, ugodno i precizno izmjerite bebinu temperaturu. Digitalni termometar ima profesionalnu preciznost*, a prilagodljiv vrh pruža dodatnu udobnost za vas i vašu bebu.

Kompaktna i organizirana

Organizirani komplet pruža prostor za dodatne proizvode za njegu bebe, a istovremeno je kompaktan i praktičan za nošenje. Idealan je za putovanje i njegu bebe dok ste u pokretu.

Aspirator za nos



Aspirator za nos pomaže otvoriti bebine dišne putove te joj tako pomoći da se osjeća i spava bolje.

Četkica za zube koja se postavlja na prst

Nježno masirajte bebine desni ili zube.

Komplet za njegu noktiju i kose



Potpun komplet za njegu noktiju sa škarama sa zaobljenim vrhom, grickalicom za nokte i tri rašpice. Komplet za njegu kose obuhvaća češalj sa zaobljenim vrhom i meku četku za kosu.

Dar

Savršen dar za sve koji su (prvi put) roditelji.

Faze razvoja

Stage: Sve faze

Tehničke specifikacije

Baterija: Baterija od 1,55 V DC (LR41)

Tehnički podaci

Sukladnost: Sukladno standardu MDD93/42/EEC

Raspon mjerenja: 35 °C do 42,9 °C

Trajanje baterije: > 100 sati rada

Tehničke specifikacije

Preciznost: ±0,1 °C za raspon od 35 °C do 42 °C

Logistički podaci

F-box dimenzije (Š x V x D): 117 x 174,5 x 51 mm

Spol

Za: Dječaci i djevojčice

