

PHILIPS

AVENT

Ръчна помпа за кърма и комплект за съхранение

Изцедете, съхранете и нахранете.

Помпа с мека възглавничка за масаж

Включва 2 бутилки и биберона

Чашки и капачки за съхранение x 10

SCD221/00



Повече комфорт, повече кърма* Помпете, съхранете и нахранете

Комплект ръчна помпа за кърма с чашки за съхранение

Удобният комплект ръчна помпа за кърма и съхранение е идеален за майки, които планират да изцеждат кърмата си.

Удобният комплект включва всичко, което ви е необходимо, за изпомпване и съхранение на вашата кърма, хранене на вашето бебе и включва 2 бутилки и 10 чашки за съхранение.

Лесно съчетаване на кърмене с хранене от бутилка

- С приложени бутилка и биберон Natural, създадени за естествено засмукване

Лесно сглобяване, изцеждане и измиване

- Малко отделни части и интуитивна конструкция
- Компактна и лека конструкция

Клинично доказано по-малко наеждане напред*

- Удобна позиция благодарение на специален дизайн

Съхранение – чашки за съхранение

- За безопасно съхранение и транспорт
- Изцеждайте в съдове за съхранение

Мека възглавничка за масаж с масажирани "листенца"

- Мека възглавничка за масаж внимателно стимулира потока на млякото

Акценти

Удобна позиция



Помпата за кърма има уникален дизайн, благодарение на който кърмата тече директно в бутилката, дори когато седите в съвсем изправено положение. Това означава, че можете да седите по-удобно, докато изцеждате – не се налага да се навеждате напред, за да сте сигурна, че кърмата ще влезе в бутилката. Когато седите удобно и сте спокойна, докато изцеждате, кърмата потича по-лесно.

Мека възглавничка за масаж



Нашата възглавничка за масаж разполага с мека кадифена текстура, която осигурява топло усещане на кожата за удобно и нежно стимулиране на потока кърма. Емблематичната възглавничка "листенца" е предназначена да имитира сученето на бебето и за нежна помощ при стимулирането на кърма.

Лесно и в движение



Помпата за кърма е малка и лека, което я прави лесна за съхранение и пренасяне, и позволява по-дискретно изцеждане, когато сте в движение.

Лесно сглобяване, изцеждане и измиване



Няколко отделни части и интуитивен дизайн. Изцеждайте лесно мляко за вашето бебе по всяко време.

Включва нашата бутилка за хранене Natural



Широкият биберон с формата на гърда помага за естествено засмукване, подобно на това при кърменето, и улеснява бебето, когато комбинирате кърмене и хранене от бутилка.

Изцеждайте в съдове за съхранение



С адаптера за чашка за съхранение на кърма можете лесно да изпомпвате кърма в съд за съхранение. Без протичане, без разливане.

Херметична капачка



Чашите за съхранение Philips Avent разполагат с капак, който запечатва надеждно за безопасно съхранение и транспортиране.

Спецификации

Дизайн

Дизайн на помпата за кърма: Компактна конструкция
Дизайн на бутилката: Ергономична форма, Широко гърло

Материал

Бутилка: Не съдържа бисфенол-А*, Полипропилен
Биберон: Не съдържа бисфенол-А*, Силикон
Помпа за кърма: Без бисфенол-А (BPA)* (само за частите, които имат контакт с храна)
Подпл. за гърди: Естествен дишащ материал, Копринено мека повърхност
Чашки за съхранение: Полипропилен без бисфенол-А*

Какво включва

Тяло на помпата с ръчка: 1 бр.
Уплътнителен диск за съхранение на кърма: 1 бр.
Адаптер за чашата за съхранение на мляко: 2 бр.
Бутилка Natural 125 мл/4 унции: 1 бр.
Бутилка Natural 260 мл/9 унции: 1 бр.
Чашка за съхранение на кърма (180 мл/6 унции): 10 бр.
Тампони за гърди, мострен пакет: 1 опаковка (2 броя)
Възглавничка със стандартен размер (19,5 мм): 1 част (възглавничка с по-голям размер се предлага и продава отделно)

Лесна употреба

Използване на помпата за кърма: Лесно почистване, Гама напълно съвместими продукти, Интуитивно сглобяване

Функции

Без навеждане напред: Седите в удобно положение
Мека възглавничка за масаж: Нежно стимулиране

Стадии на развитие

Етап: 0 – 6 месеца



* Клинично доказан комфорт: изследвания, направени върху 110 майки, показаха значително предимство на Philips Avent в сравнение с водещ конкурент

* Повече комфорт: 73% от 73 кърмещи майки в Обединеното кралство се съгласиха, че тази помпа за кърма е по-комфортна от текущата им (основни марки на пазара).

* Независимо изследване показва, че е възможна връзка между нивата на стрес и отделянето на мляко. Вижте www.philips.com/avent

* Помпа за кърма без бисфенол-А: само свързайте с бутилката и други части, които влизат в контакт с кърмата. Според разпоредбите на ЕС, 10/2011