

# PHILIPS

## AVENT

Kit tire-lait manuel,  
accessoires de conservation

Tirez, conservez et nourrissez.

Tire-lait avec coussin masseur  
souple

Comprend 2 biberons et tétines

10 x pots de conservation et  
couvercles

SCD221/00



## Plus de confort, plus de lait.\* Tirez, conservez et nourrissez

### Kit tire-lait manuel avec pots de conservation

Le kit tire-lait manuel et accessoires de conservation Natural est idéal pour les mamans souhaitant tirer leur lait. Pratique, il contient tout ce dont vous avez besoin pour tirer votre lait, le conserver et le donner à votre bébé. 2 biberons et 10 pots de conservation inclus.

#### Facilite l'alternance sein/biberon

- Biberon et tétine Natural inclus pour une tétée naturelle

#### Facile à assembler, utiliser et nettoyer

- Petit nombre de pièces et conception intuitive
- Design compact et léger

#### Cliniquement prouvé qu'il n'est pas nécessaire de se pencher\*

- Position confortable, grâce à une conception spéciale

#### Conserver : pots de conservation

- Pour conserver et transporter en toute sécurité
- Recueillez votre lait dans les pots de conservation

#### Coussin masseur souple avec alvéoles de massage

- Le coussin masseur souple stimule la montée de lait, tout en douceur.

## Points forts

### Position confortable



Avec ce tire-lait à la conception unique, le lait s'écoule directement de votre sein dans le biberon, même lorsque vous êtes assise droite. Ainsi, vous pourrez vous installer plus confortablement : inutile de vous pencher en avant pour faire en sorte que tout le lait soit recueilli dans le biberon. Si vous êtes à l'aise et relaxée, votre lait viendra plus facilement.

### Coussin masseur souple



Notre coussin masseur avec une texture douce et veloutée est chaud au toucher, pour une stimulation douce et agréable du débit de lait. Le coussin à alvéoles unique reproduit la tétée de votre bébé, pour stimuler en douceur la montée de lait.

### Utilisation simple en déplacement



Le tire-lait est compact et léger, ce qui le rend facile à ranger et à transporter, pour une utilisation plus discrète en déplacement.

### Facile à assembler, utiliser et nettoyer



Petit nombre de pièces et conception intuitive. Tirez votre lait à tout moment et en tout lieu.

### Biberon Natural inclus



La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l'allaitement au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon.

### Recueillez votre lait dans les pots de conservation



L'adaptateur pour pots de conservation de lait maternel vous permet de recueillir votre lait directement dans un pot de conservation sans fuite ni éclaboussure.

### Couvercle anti-fuites



Le couvercle des pots de conservation Philips Avent est parfaitement étanche, pour une conservation et un transport en toute sécurité.

# Caractéristiques

## Design

**Conception de tire-lait:** Design compact  
**Design du biberon:** Forme ergonomique, Col large

## Matériau

**Biberon:** 0 % BPA\*, Polypropylène  
**Tétine:** 0 % BPA\*, Silicone  
**Tire-lait:** 0 % BPA\* (pièces au contact des aliments uniquement)  
**Coussinets d'allaitement:** Matière naturelle respirante, Voile supérieur doux  
**Pots de conservation:** Sans BPA\*, polypropylène

## Inclus

**Corps du tire-lait avec poignée:** 1 Pièce(s)  
**Disque d'étanchéité pour la conservation du lait:** 1 Pièce(s)  
**Adaptateur pour pots de conservation pour lait:** 2 Pièce(s)  
**Biberon Natural 125 ml:** 1 Pièce(s)  
**Biberon Natural 260 ml:** 1 Pièce(s)  
**Pot de conservation pour lait (180 ml):** 10 Pièce(s)  
**Packs d'échantillons de coussinets d'allaitement:** 1 pack (2 pièces)  
**Coussin de taille standard (19,5 mm):** 1 pièce (coussin de taille supérieure disponible et vendu séparément)

## Facile d'utilisation

**Utilisation du tire-lait:** Nettoyage facile, Gamme entièrement compatible, Facile à assembler

## Fonctions

**Inutile de se pencher:** Asseyez-vous confortablement  
**Coussin masseur souple:** Stimulation douce

## Étapes de développement

**Étape:** 0-6 mois



\* Confort cliniquement prouvé : les tests réalisés auprès de 110 mamans montrent une nette préférence pour la marque Philips Avent par rapport à une marque concurrente.

\* Plus de confort : sur 73 mamans basées au Royaume-Uni allaitant au sein, 73 % affirment que ce tire-lait est plus confortable que leur tire-lait actuel (marques courantes sur le marché).

\* Des études indépendantes ont mis en évidence un lien potentiel entre le niveau de stress et la production de lait. Voir [www.philips.com/avent](http://www.philips.com/avent)

\* Tire-lait 0 % BPA : également valable sur le biberon et les autres pièces qui entrent en contact avec le lait maternel. Conforme à la réglementation européenne, 10/2011.