

PHILIPS



Epilator IPL

Lumea Seria 7000

1 accesoriu: corp

Utilizare cu fir

250.000 de impulsuri

Aplicație Lumea



SC1994/00

Rezultate vizibile după doar 3 tratamente

Bucură-te de 12 luni de reducere a părului*

Obține o piele fină, fără păr, cu epilatorul IPL Lumea Seria 7000. Tratamentele sunt delicate și eficiente datorită accesoriilor pentru fiecare zonă a corpului.

Delicat și eficient pentru piele fină de lungă durată

- Rezultate rapide cu tratamente la 2 săptămâni
- Dezvoltat împreună cu dermatologi pentru a fi ușor și eficient
- Cablu foarte lung pentru un plus de flexibilitate în timpul tratamentului

Soluție completă pentru față și corp

- 1 accesoriu pentru corp
- Adecvat pentru o gamă largă de tonuri ale pielii și culori ale părului

Tratament personalizat IPL pentru îndepărtarea părului

- Senzor de nuanță a pielii și 5 setări de intensitate
- Îmbunătățește-ți rutina cu aplicația Philips Lumea IPL

Repere

De 2 ori pe lună pentru rezultate rapide




Începe cu faza inițială de doar 4 tratamente la fiecare 2 săptămâni – adică jumătate din numărul de tratamente pe care le fac alte mărci. Apoi un tratament lunar pentru a menține rezultatele.

Senzor de nuanță a pielii



Alegeți din 5 setări de intensitate pentru o experiență confortabilă. Senzorul de nuanță a pielii vă împiedică să tratați zone ale pielii care sunt prea închise la culoare pentru tratamentul IPL.

Cablu foarte lung




Ușor de utilizat grație unui cablu foarte lung pentru acces facil și manevrabilitate crescută.

1 accesoriu pentru corp



Accesoriul pentru corp poate fi utilizat pentru un tratament delicat și eficient. Fereastra largă de tratament este perfectă pentru tratarea rapidă a zonelor mai mari ale corpului, cum ar fi picioarele, brațele și stomacul.


Dezvoltat împreună cu dermatologi



Ca lider în tehnologia pentru sănătate, Philips a dezvoltat Lumea IPL în consultare cu dermatologi, pentru utilizare ușoară și eficientă

În siguranța casei tale. Derivat din tehnologia utilizată în saloanele profesionale, Lumea IPL oferă un tratament delicat, chiar și în zonele sensibile.

Aplicația Philips Lumea IPL



Aplicația noastră gratuită vă ajută să planificați tratamentul și să îl respectați, apoi vă ghidează pas cu pas prin fiecare sesiune. Descărcată de peste 2,1 milioane de utilizatori.

Potrivit pentru multiple tipuri de piele și păr

Suitable skin tones



Suitable body hair colors



Tehnologia IPL are nevoie de contrast între pigmentul din culoarea părului și pigmentul din tonul pielii, prin urmare funcționează pe părul natural blond închis, castaniu și negru și cu tonuri ale pielii de la nuanțe deschise până la maro mediu (I-IV).

Specificații

Specificații tehnice pentru accesorii

Accesoriu pentru corp: Dimensiunea ferestrei: 4,0x160;cm2, Tratament pentru corp: picioare, brațe, abdomen și axile

Siguranță și setări reglabile

Filtru UV integrat: Îți protejează pielea de lumina UV

5 setări pentru energia luminii: Reglabil în funcție de tipul de piele

Sistem de siguranță integrat: Previne pulsarea neintenționată

Mod de aplicare

Slide și Flash: Pentru o aplicare ușoară prin mișcare

Stamp și Flash: Pentru tratarea suprafețelor mici

Utilizare cu cablu / fără fir: Cu fir

Putere

Utilizare cu cablu

Specificații tehnice

Lampă cu performanță indicată: Conceput pentru a dura, 250.000 pulsații, echivalentul a 20 de ani de durată de viață a lămpii**

Tensiune: 100-240 V

Atașamente

Fixare corp (4cm2): Pentru utilizare sub linia gâtului

Serviciu

Garanție: 2 ani garanție globală + 1 an suplimentar de garanție la înregistrarea produsului în termen de 90 de zile

Articole incluse

Instrucțiuni de folosire: Manual de utilizare

Depozitare: Husă

Adaptor: 24 V/1500 mA

Accesorii: Lavetă de curățare

Timp de aplicare

Bikini: 4 min

Membrului inferior: 15 min

Zonele axilare: 2,5 min

Zona inghinală: 4 min

Zonele feței: 2 min

