

# PHILIPS

## AVENT

Подаръчен комплект  
Classic+


Бутилки за хранене, зальгалки

260 мл/9 унции

4 унции/125 мл

0 м +

SCD374/01

 Product Picture

## Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта\*

### Проектирана за хранене без прекъсване

Този подаръчен комплект Philips Avent Classic+ се предлага с прозрачна бутилка Classic+ от 4 унции, декорирана бутилка Classic+ от 9 унции и две декорирани зальгалки с пасваща тема с животни.

#### Други предимства

- Изборът на майките от 1984 г.
- Ортодонтски, симетричен и съвсем биберон на зальгалка
- Съвместима с гамата Philips Avent
- Налични различни скорости на потока на биберона

#### Клинично доказано е, че намалява коликите и дискомфорта\*

- Клапа против колики с доказано намаляване на коликите\*
- 60% по-малко раздразнителност през нощта\*
- Форма на биберона, проектирана за безопасно засмукване
- Релефната повърхност предотвратява потъването с цел непрекъснато хранене

#### Лесна за ползване, почистване и сглобяване

- Дизайн без протичане
- Лесна за почистване и сглобяване с няколко части
- Широко гърло на бутилката със заоблени краища за лесно почистване
- Лесна за хващане


# Акценти

## По-малко колики



Нашата клапа против колики е проектирана да държи въздуха далеч от коремчето на вашето бебе, за да се намалят коликите и дискомфорта. Докато вашето бебе се храни, интегрираната към биберона клапа се огъва, за да позволи навлизането на въздух в бутилката с цел предотвратяване образуването на вакуум и вентилирането му към задната част на бутилката. Задържа въздуха в бутилката и далече от коремчето на бебето, за да намали коликите и дискомфорта.

## По-малко раздразнения



Бутилката Philips Avent против колики намалява раздразненията. Бебетата, които се хранят с бутилка Philips Avent против колики, изпитват 60% по-малко раздразване през нощта отколкото бебетата, които се хранят с бутилка против колики на конкурент.\*

## Непрекъснато хранене



Формата на биберона предлага безопасно засмукване и релефната текстура предотвратява потъването на биберона с цел непрекъснато, комфортно хранене.

## Безопасно засмукване

Форма на биберона, проектирана за безопасно засмукване

## Дизайн без протичане

Новата бутилка против колики е проектирана да предотвратява изтичането при хранене за наистина приятно усещане.

## Лесно сглобяване



Нашата бутилка против колики има малко части за бързо и лесно сглобяване.

## Лесна за хващане



Уникалната форма на бутилката я прави по-лесна за държане и захващане във всяка една посока.

## Лесно почистване



С по-широко гърло и по-малко части нашата бутилка може да се сглобява лесно и да се почиства бързо и цялостно.

## Ортодонтска зальгалка

Равните, симетрични биберони с капковидна форма се съобразяват с естественото развитие на небцето, зъбките и венците на бебето, дори ако зальгалката се обърне обратно в устата.

## Отговаря на растящите нужди на вашето бебе



Гамата бутилки Philips Avent против колики предлага различни скорости на потока на биберона, които да са в крак с растежа на бебето ви. Имайте предвид, че индикациите за възраст са приблизителни, тъй като бебетата се развиват с различни темпове. Всички биберони се предлагат в двойни опаковки: за новородени, бавен, среден, бърз и променлив поток и за гъсти храни.

## Майките ѝ се доверяват

От 1984 г. Philips Avent проектира и произвежда продукти, вдъхновени от природата и разработени след задълбочени проучвания и клинични изпитвания.

## Съвместимост с продуктите от гамата

Бутилката Philips Avent Classic+ е съвместима с гамата Philips Avent с изключение на бутилките и ръкохватките за чаши Natural. Съветваме ви да използвате бутилките Classic+ само с бибероните за хранене Classic+.

# Спецификации

## Стадии на развитие

Етап: 0 – 6 месеца

Материал: Не съдържа бисфенол-А\*

## Дизайн

Дизайн на бутилката: Ергономична форма, Широко гърло

Бутилка: Не съдържа бисфенол-А\*, Полипропилен

Биберон: Не съдържа бисфенол-А\*, Силикон

Залъгалка: 2 бр.

## Характеристики

Могат да се стерилизират

## Лесна употреба

Използване на бутилката: Лесно сглобяване, Лесно почистване, Лесна за хващане

## Функции

Лесна употреба: Лесна за почистване и сглобяване, без протичане

Клапа против колики: Вентилационната система Airflex е създадена за намаляване на входящия въздух

Съвместимост: Пълна съвместимост с Classic+

## Функции

Биберон: Лесно засмукване, ръбестата повърхност предотвратява падане на биберона, доказана система против колики

## Какво включва

Бутилка за бебе: 2 pcs



\* 0% ВРА, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС

\* На възраст 2 седмици бебетата, които се хранят с бутилката Philips Avent, показват по-малко колики и значително по-малко раздразнителност през нощта в сравнение с бебета, които се хранят с бутилка на конкурент.

\* Дизайнът на биберона има за цел да избягва падане на биберона и прекъсвания, свързани с приемането на въздух и храненето.

\* Какво е колика и как се отразява на бебетата? Коликата се причинява отчасти от поглъщането на въздух по време на храненето, което създава дискомфорт в храносмилателната система на бебето. Симптомите включват плач и раздразнителност.