

# PHILIPS

Lámpara de  
infrarrojos

HP3614

## Alivia los dolores musculares y los resfriados comunes

### Calor profundo y localizado

Las lámparas de infrarrojos Philips alivian el dolor de músculos y articulaciones. Sus 100 vatios de potencia generan un calor agradable por infrarrojos que penetra profundamente en la piel, mejorando la circulación sanguínea y proporcionando alivio local a zonas de 20 x 30 cm.

**Philips: expertos en iluminación**

- Más de 15 millones de lámparas infrarrojas vendidas

## Destacados

### Philips: expertos en iluminación

Philips es una de las empresas líderes en iluminación, con más de 100 años de experiencia en este sector. Philips ha vendido más de 15 millones de lámparas infrarrojas en todo el mundo.

## Especificaciones

### Fácil de guardar

Recogecable

### Especificaciones técnicas

Longitud del cable: 1,6 m

Tensión: 220/230 V

Potencia: 100 W

Frecuencia: 50 Hz

Aislamiento: Clase II (doble aislamiento)

Tipo de lámparas: R95, 100 W

Vida útil de la bombilla: 750 sesiones de 10 minutos

### Peso y dimensiones

Peso del producto: 0,5 kg

Dimensiones de unidad de embalaje:

22,4 x 26,2 x 58,8 (alt. x anch. x prof.) cm

Dimensiones del producto: 20,0 x 12,0 x 16,0 (alt. x anch. x prof.) cm

Peso de caja unitaria: 1 kg

Peso de unidad de embalaje: 3,1 kg

Número de cajas unitarias por unidad de embalaje: 6 uds

Cantidad en palé europeo: 288 uds

Dimensiones de caja unitaria: 21,1 x 12,6 x 19,2 (alt. x anch. x prof.) cm

### Datos logísticos

País de origen: Alemania

Código CTV: 884361401000

### Seguridad

Certificado IEC: Según IEC 60335

### Facilidad de uso

Regulación: 0-40 grados (retroceso)

