

PHILIPS

 Product Picture

AVENT

Trousse d'allaitement
électrique simple

Confort

SCD292/22

Extrayez, conservez et nourrissez

L'allaitement naturel facile

La trousse d'aide à l'allaitement Confort est l'outil idéal pour les mamans qui ont l'intention de tirer leur lait. Elle contient tout le nécessaire pour extraire votre lait, le conserver et nourrir votre bébé.

Tirer : tire-lait électronique simple

- Position favorisant plus la détente que la position penchée vers l'avant, comme prouvé en clinique*
- Choisissez le réglage le plus efficace et confortable pour vous
- Vous permet de tirer votre lait en toute discrétion
- Le coussin masseur souple stimule la montée de lait, tout en douceur.
- Petit nombre de pièces et conception intuitive
- Coussin puissant pour une plus grande force d'aspiration

Nourrir : biberon et tétine Natural

- Biberon et tétine Natural inclus pour une tétée naturelle

Conserver : pots de conservation

- Pour conserver et transporter en toute sécurité
- Recueillez votre lait dans les pots de conservation

Allaitement : coussinets apaisants et d'allaitement jetables

- 2 coussinets de gel chauffant pour utilisation double
- Matériau respirant, au toucher soyeux

Caractéristiques

Position favorisant la détente

Ce tire-lait a une conception unique qui permet à votre lait d'aller directement de votre sein au biberon ou au contenant, même lorsque vous êtes assise bien droite. Vous pouvez donc être plus à l'aise pour tirer votre lait puisque vous n'avez pas besoin de vous pencher vers l'avant pour vous assurer que tout votre lait coule dans le biberon. De plus, le fait d'être assise confortablement, parfaitement détendue, stimule le débit de lait.

Coussin masseur souple



Notre coussin masseur avec une texture douce et veloutée est chaud au toucher, pour une stimulation douce et agréable du débit de lait. Le coussin à alvéoles unique reproduit la tétée de votre bébé, pour stimuler en douceur la montée de lait.

Coussin puissant souple



Choisissez le coussin puissant lorsque vous avez besoin d'une force d'aspiration plus forte.

Choix de réglages simples

Une fois mis en marche, le tire-lait démarre automatiquement en mode de stimulation douce pour encourager la montée du lait. Choisissez alors le réglage de tirage de lait que vous trouvez le plus confortable parmi les 3 proposés.

Pompe silencieuse

Conçu pour un tirage discret.

Facile à assembler, utiliser et nettoyer



Petit nombre de pièces et conception intuitive. Tirez votre lait à tout moment et en tout lieu.

Biberon Natural inclus



La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à celle du sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.

Recueillez votre lait dans les pots de conservation



L'adaptateur pour pots de conservation de lait maternel vous permet de recueillir votre lait directement dans un pot de conservation sans fuite ni éclaboussure.

Couvercle anti-fuites



Le couvercle des pots de conservation Philips Avent est parfaitement étanche, pour une conservation et un transport en toute sécurité.

2 coussinets de gel chauffant pour utilisation double

Utilisation à chaud aide à stimuler le débit de lait. Utilisation à froid pour apaiser et soulager. Vendu avec deux protections douces pour plus de confort.

Toucher soyeux



Les coussinets d'allaitement jetables Philips Avent sont recouverts d'un voile supérieur doux et respirant. Leurs différentes couches les rendent ultra-absorbants.

Spécifications

Design

Conception de tire-lait: Design compact
Design du biberon: Forme ergonomique, Col large

Pays d'origine

Angleterre

Matériau

Biberon: 0 % BPA*, Polypropylène
Tétine: Sans BPA*, Silicone
Tire-lait: Sans BPA* (pièces en contact avec des aliments uniquement)
Coussinets d'allaitement: Matière naturelle respirante, Voile supérieur doux
Pots de conservation: Sans BPA*, en polypropylène

Inclus

Adaptateur pour pots de conservation pour lait: 2 Pièce(s)
Disque d'étanchéité pour la conservation du lait: 1 Pièce(s)
Biberon Natural 125 ml: 1 Pièce(s)
Biberon Natural 260 ml: 1 Pièce(s)
Corps du tire-lait: 1 Pièce(s)
Base, flexible compris: 1 Pièce(s)
Pot de conservation pour lait (180 ml): 10 Pièce(s)
Coussinets d'allaitement jetables de jour: 7 Pièce(s)
Coussinets d'allaitement jetables de nuit: 7 Pièce(s)
Thermo-coussinets: 2 Pièce(s)

Trousse lavable: 1 Pièce(s)
Journal d'alimentation: 1 Pièce(s)
Coussin puissant (27 mm): 1 pièce

Facile d'utilisation

Utilisation du tire-lait: Nettoyage facile, Gamme entièrement compatible, Facile à assembler

Fonctions

Inutile de se pencher: Asseyez-vous confortablement
Coussin masseur souple: Stimulation douce
Réglages: 3 réglages de tirage du lait, 1 mode de stimulation

Étapes de développement

Étape: 0 à 6 mois



* Confort démontré en clinique : Des tests effectués auprès de 110 mères ont révélé une préférence significative pour Philips Avent par rapport à un concurrent principal
* 63 % des mères qui allaitent ont préféré le tire-lait électrique simple Comfort Philips Avent en ce qui a trait au confort comparativement à 26 % des mères qui ont préféré le tire-lait Swing de Medela – essai à domicile indépendant réalisé auprès de 86 mères du Royaume-Uni, août 2012. Medela est une marque déposée de Medela Holding AG
* Plus de lait : une recherche indépendante a démontré qu'il pourrait y avoir une corrélation entre les niveaux de stress et la production de lait. Consultez le www.philips.com/Avent
* Tire-lait sans BPA : S'applique uniquement à la bouteille et aux autres éléments qui entrent en contact avec le lait maternel. Conformément au règlement UE 10/2011