

# PHILIPS

## AVENT

Kit tire-lait élect. simple,  
accessoire conservation

Tirez, conservez et nourrissez.

Avec coussin massEUR souple

2 x biberons Natural et tétines

10 x pots de conservation et  
couvercles

SCD223/20



## Plus grand confort, plus de lait.\* Tirez, conservez et nourrissez Kit tire-lait électrique simple avec pots de conservation

Ce kit pratique comprend tout ce dont vous avez besoin pour tirer votre lait, le conserver et le donner à votre bébé, dont 2 biberons et 10 pots de conservation. Utilisez le coussin massEUR pour plus de confort, et le coussin puissant pour une action plus puissante.

### Prendre soin : coussinets d'allaitement jetables

- Matériau respirant, au toucher soyeux

### Tirer : tire-lait électronique simple

- Choisissez le réglage le plus efficace et confortable pour vous
- Vous permet de tirer votre lait en toute discrétion
- Le coussin massEUR souple stimule la montée de lait, tout en douceur.
- Petit nombre de pièces et conception intuitive
- Coussin puissant pour une plus grande force d'aspiration
- Position de tirage confortable grâce à une conception unique

### Nourrir : biberon et tétine Natural

- Biberon et tétine Natural inclus pour une tétée naturelle

### Conserver : pots de conservation

- Pour conserver et transporter en toute sécurité
- Recueillez votre lait dans les pots de conservation

## Points forts

### Position de tirage relaxante



Avec ce tire-lait à la conception unique, le lait s'écoule directement de votre sein au biberon ou pot de conservation, même lorsque vous êtes assise droite. Ainsi, vous pourrez vous installer confortablement : inutile de vous pencher en avant pour faire en sorte que tout le lait soit recueilli dans le biberon. Si vous êtes à l'aise et relaxée, votre lait viendra plus facilement.

### Coussin masseur souple



Notre coussin masseur avec une texture douce et veloutée est chaud au toucher, pour une stimulation douce et agréable du débit de lait. Le coussin à alvéoles unique reproduit la tétée de votre bébé, pour stimuler en douceur la montée de lait.

### Coussin puissant souple



Choisissez le coussin puissant lorsque vous avez besoin d'une force d'aspiration plus forte.

### Choix de réglages simples

Une fois mis en marche, le tire-lait démarre automatiquement en mode de stimulation douce pour encourager la montée du lait. Choisissez alors le réglage de tirage de lait que vous trouvez le plus confortable parmi les 3 proposés.

### Pompe silencieuse

Conçu pour un tirage discret.

### Facile à assembler, utiliser et nettoyer



Petit nombre de pièces et conception intuitive. Tirez votre lait à tout moment et en tout lieu.

### Biberon Natural inclus



La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à celle du sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon pour votre bébé.

### Recueillez votre lait dans les pots de conservation



L'adaptateur pour pots de conservation de lait maternel vous permet de recueillir votre lait directement dans un pot de conservation sans fuite ni éclaboussure.

### Couvercle anti-fuites



Le couvercle des pots de conservation Philips Avent est parfaitement étanche, pour une conservation et un transport en toute sécurité.

### Toucher soyeux



Les coussinets d'allaitement jetables Philips Avent sont recouverts d'un voile supérieur doux et respirant. Leurs différentes couches les rendent ultra-absorbants.

# Caractéristiques

## Design

**Conception de tire-lait:** Design compact  
**Design du biberon:** Forme ergonomique, Col large

## Pays d'origine

Angleterre

## Matériau

**Biberon:** 0 % BPA\*, Polypropylène  
**Tétine:** Sans BPA\*, Silicone  
**Tire-lait:** 0 % BPA\* (pièces au contact des aliments uniquement)  
**Coussinets d'allaitement:** Matière naturelle respirante, Voile supérieur doux  
**Pots de conservation:** Sans BPA\*, polypropylène

## Inclus

**Adaptateur pour pots de conservation pour lait:** 2 Pièce(s)  
**Disque d'étanchéité pour la conservation du lait:** 1 Pièce(s)  
**Biberon Natural 125 ml:** 1 Pièce(s)  
**Biberon Natural 260 ml:** 1 Pièce(s)  
**Corps du tire-lait:** 1 Pièce(s)  
**Base, flexible compris:** 1 Pièce(s)  
**Pot de conservation pour lait (180 ml):** 10 Pièce(s)  
**Packs d'échantillons de coussinets d'allaitement:** 1 pack (2 pièces)  
**Coussin de taille standard (19,5 mm):** 1 pièce (coussin de taille supérieure disponible et vendu séparément)  
**Coussin puissant (27 mm):** 1 pièce

## Facile d'utilisation

**Utilisation du tire-lait:** Nettoyage facile, Gamme entièrement compatible, Facile à assembler

## Fonctions

**Inutile de se pencher:** Asseyez-vous confortablement  
**Coussin masseur souple:** Stimulation douce  
**Réglages:** 3 réglages de tirage du lait, 1 mode de stimulation

## Étapes de développement

**Étape:** 0 à 6 mois

