

# PHILIPS

## AVENT

### Tire-lait manuel avec biberon

Facile à utiliser en déplacement

Grand coussin masseur (25 mm)

Comprend biberons et tétines

Couvercle transport, disque  
étanchéité



SCF330/30



## Plus de confort, plus de lait, facile à emporter\*

### Tire-lait manuel avec grand coussin masseur

Asseyez-vous confortablement, sans avoir à vous pencher vers l'avant, et laissez notre coussin masseur souple stimuler le débit de lait en douceur. Le tire-lait manuel Avent comprend peu de pièces, est facile à assembler, utiliser et nettoyer. Léger et compact, il est idéal pour l'extraction lors de vos déplacements.

#### **Facilite l'alternance sein/biberon**

- Comprend notre tétine et notre biberon Naturels pour une tétée naturelle.

#### **Facile à assembler, utiliser et nettoyer**

- Petit nombre de pièces et conception intuitive
- Conception légère et compacte

#### **Cliniquement prouvé qu'il n'est pas nécessaire de se pencher\***

- Position favorisant la détente, grâce à sa conception spéciale

#### **Coussin masseur souple avec alvéoles de massage**

- Le coussin masseur souple stimule doucement la montée de lait

# Caractéristiques

## Position favorisant la détente



Ce tire-lait a une conception unique qui permet à votre lait d'aller directement de votre sein au biberon, même lorsque vous êtes assise bien droite. Vous pouvez donc être plus à l'aise pour tirer votre lait puisque vous n'avez pas besoin de vous pencher vers l'avant pour vous assurer que tout votre lait coule dans le biberon. De plus, le fait d'être assise confortablement, parfaitement détendue, stimule le débit de lait.

## Coussin masseur doux



Notre coussin masseur doux offre une texture veloutée qui est chaude au toucher sur votre peau pour un confort optimal et une stimulation en douceur du débit de lait. Le coussin masseur et son design de pétales caractéristique ont été conçus pour imiter l'effet de succion du bébé pour aider à stimuler le débit en douceur.

## Facile et pratique



Le tire-lait est compact et léger, ce qui le rend facile à ranger et à transporter, pour une opération plus discrète lors de vos déplacements.

## Facile à assembler, utiliser et nettoyer



Petit nombre de pièces et conception intuitive. Tirez votre lait à tout moment et en tout lieu.

## Comprend notre biberon naturel



La tétine large en forme de sein permet des tétées aussi naturelles qu'au sein, ce qui facilite l'alternance entre l'allaitement au sein et au biberon pour votre bébé.

# Spécifications

## Design

**Conception de tire-lait:** Design compact  
**Design du biberon:** Forme ergonomique, Col large

## Matériau

**Biberon:** 0 % BPA\*, Polypropylène  
**Tétine:** Sans BPA\*, Silicone  
**Tire-lait:** Sans BPA\* (pièces en contact avec des aliments uniquement)

## Inclus

**Tétine extra-souple débit nouveau-né:** 1 Pièce(s)  
**Corps du tire-lait avec poignée:** 1 Pièce(s)  
**Disque d'étanchéité pour la conservation du lait:** 1 Pièce(s)  
**Biberon Natural 125 ml:** 1 Pièce(s)  
**Couvercle de voyage:** 1 Pièce(s)  
**Packs d'échantillons de coussinets d'allaitement:** Paquet de 1 (2 pcs)  
**Grand coussin masseur (25 mm):** 1 pièce (coussin plus petit vendu séparément)

## Facile d'utilisation

**Utilisation du tire-lait:** Nettoyage facile, Gamme entièrement compatible, Facile à assembler

## Fonctions

**Inutile de se pencher:** Asseyez-vous confortablement  
**Coussin masseur souple:** Stimulation douce

## Étapes de développement

**Étape:** 0 à 6 mois



\* Confort démontré en clinique : Des tests effectués auprès de 110 mères ont révélé une préférence significative pour Philips Avent par rapport à un concurrent principal

\* Plus de confort : sur un échantillonnage de 73 mères qui allaitent, 73 % s'entendent pour dire que ce tire-lait est plus confortable que leur appareil actuel (principales marques du marché).

\* Une recherche indépendante a démontré qu'il pourrait y avoir une corrélation entre les niveaux de stress et la production de lait. Consultez le [www.philips.com/avent](http://www.philips.com/avent)

\* Tire-lait sans BPA : S'applique uniquement à la bouteille et aux autres éléments qui entrent en contact avec le lait maternel. Conformément au règlement UE 10/2011