

# PHILIPS

 Product Picture

## AVENT

Extraire, ranger, nourrir,  
soigner tout-en-un

Extraire, ranger, nourrir, soigner

Comprend un coussin masseur  
souple

2 biberons et 10 pots de  
conservation

2 timbres thermiques 2 en 1

SCD292/02

## Plus de confort et de lait.\* Extraire, ranger, nourrir, soigner Ensemble de tire-lait électrique simple tout-en-un

L'ensemble démarrage pour l'allaitement naturel est idéal pour les mamans qui prévoient extraire leur lait maternel. Il comprend tout ce dont vous avez besoin pour extraire votre lait, le conserver et nourrir votre bébé; ainsi que des produits spécialisés pour le soin de vos seins et mamelons.

### **Tirer**

- Position d'extraction plus confortable grâce à sa conception unique
- Comprend 1 mode de stimulation en douceur et 3 réglages d'extraction
- Coussin masseur doux chaud au toucher

### **Nourrir**

- Alvéoles uniques pour une tétine souple et flexible sans affaiblissement
- Tétées naturelles grâce à la tétine large en forme de sein

### **Conserver**

- Peuvent aller au réfrigérateur/congélateur
- Contenant de conservation à utilisation facile

### **Soin**

- Doux comme la soie

### **Apaise et stimule**

- 2 coussinets apaisants et stimulants 2 en 1

# Caractéristiques

## 2 coussinets apaisants et stimulants 2 en 1

Coussinets à utiliser chauds pour stimuler la montée de lait, froids pour apaiser les seins engorgés ou douloureux. Fournis avec des housses ultra-douces pour plus de confort.

## Contenant de conservation à utilisation facile

Grâce à l'adaptateur pour contenant de conservation, vous pouvez facilement pomper votre lait dans le contenant. Aucune fuite ni gaspillage de votre précieux lait maternel

## Peuvent aller au réfrigérateur/congélateur

Les gobelets Philips Avent peuvent être conservés dans le réfrigérateur ou le congélateur et sont lavables au lave-vaisselle.

## Position plus confortable



Ce tire-lait a une conception unique qui permet à votre lait d'aller directement de votre sein au biberon, même lorsque vous êtes assise bien droite. Vous pouvez donc être plus à l'aise pour tirer votre lait puisque vous n'avez pas besoin de vous pencher vers l'avant pour vous assurer que tout votre lait coule dans le biberon. De plus, le fait d'être assise confortablement, parfaitement détendue, stimule naturellement le débit de lait.

## Tétées naturelles



La tétine large en forme de sein permet des tétées aussi naturelles qu'au sein, ce qui facilite l'alternance entre l'allaitement au sein et au biberon pour votre bébé.

## Doux comme la soie



Revêtement supérieur doux comme la soie et aéré, fait de produits naturels et ayant fait l'objet d'essais dermatologiques.

## Plusieurs réglages simples au choix




Lorsque vous l'allumez, le tire-lait entre automatiquement en mode de stimulation de votre débit de lait. Vous n'avez alors plus qu'à choisir le réglage d'extraction qui vous convient le mieux parmi les 3 au choix.

## Coussin masseur doux



Notre coussin masseur doux offre une nouvelle texture veloutée qui est chaude au toucher sur votre peau pour un confort optimal et une stimulation en douceur du débit de lait. Le coussin masseur a été conçu pour imiter l'effet de succion du bébé pour aider à vous détendre.

## Alvéoles de confort uniques



Les alvéoles à l'intérieur de la tétine renforcent la douceur et la souplesse sans pour autant entraîner son affaissement. Votre bébé peut donc téter et se rassasier tout en restant parfaitement confortable.

# Spécifications

## Design

**Conception de tire-lait:** Design compact

**Design du biberon:** Col large, Forme ergonomique

## Pays d'origine

Angleterre

## Matériau

**Tire-lait:** 0 % BPA\*, Polypropylène

**Biberon:** Polypropylène, 0 % BPA\*

**Tétine:** Silicone, Sans BPA\*

**Coussinets d'allaitement:** Testé dermatologiquement, Voile supérieur doux, Matière naturelle respirante

**Pots de conservation:** Polypropylène, sans BPA\*

## Inclus

**Couvercle pour pot de conservation du lait:** 10 Pièce(s)

**Disque d'étanchéité pour la conservation du lait:** 1 Pièce(s)

**Adaptateur pour pots de conservation pour lait:** 2 Pièce(s)

**Tétine extra-souple débit nouveau-né:** 1 Pièce(s)

**Biberon Natural 125 ml:** 1 Pièce(s)

**Biberon Natural 260 ml:** 1 Pièce(s)

**Tétine extra-souple débit lent:** 1 Pièce(s)

**Corps du tire-lait:** 1 Pièce(s)

**Coussin de taille standard:** 1 Pièce(s)

**Base, flexible compris:** 1 Pièce(s)

**Coussinets 2 en 1:** 2 Pièce(s)

**Pot de conservation pour lait (180 ml):** 10 Pièce(s)

**Couvercle de voyage:** 1 Pièce(s)

**Packs d'échantillons de coussinets**

**d'allaitement:** Paquet de 1 (2 pcs)

**Ruban « aide-mémoire »:** 1 Pièce(s)

## Facile d'utilisation

**Utilisation du tire-lait:** Nettoyage facile, Gamme entièrement compatible, Facile à assembler

## Fonctions

**Inutile de se pencher:** Asseyez-vous confortablement

**Coussin masseur souple:** Stimulation douce

**Réglages:** 1 mode de stimulation, 3 réglages de tirage du lait

**Accessoires d'allaitement:** Jour, Nuit, Soulage

## Étapes de développement

**Étape:** Grossesse, 0 à 6 mois

