

# PHILIPS

## AVENT

Tire-lait électrique  
simple

Natural

Biberon 125 ml inclus



SCF332/01



## Plus de confort, plus de lait

### Tire-lait avec coussin massEUR

Lorsque vous êtes à l'aise et détendue, votre lait vient plus facilement. C'est pour cette raison que nous avons créé notre tire-lait le plus confortable à ce jour. Installez-vous confortablement, sans vous pencher en avant, et laissez notre coussin massEUR souple stimuler doucement votre débit de lait.

#### **Asseyez-vous plus confortablement, sans vous pencher en avant**

- Position d'expression plus confortable grâce à une conception exclusive

#### **Stimule en douceur la montée de lait et le débit**

- Coussin massEUR souple et chaud

#### **Autres avantages**

- Facile à assembler. Visualisation facile de l'assemblage des pièces
- Design compact et léger
- Compatible avec les autres produits de la gamme Philips Avent
- Nettoyage facile grâce au nombre restreint de pièces
- Utilisation facile d'une simple pression sur un bouton

#### **Choisissez le réglage le plus confortable**

- Avec un mode de stimulation douce et 3 réglages d'expression du lait

# Caractéristiques

## Position plus confortable

Avec ce tire-lait à la conception exclusive, le lait s'écoule directement de votre sein dans le biberon, même lorsque vous êtes assise droite. Ainsi, vous pourrez vous installer plus confortablement : inutile de vous pencher en avant pour faire en sorte que tout le lait soit recueilli dans le biberon. Si vous êtes à l'aise et relaxée, votre lait viendra plus facilement.

## Choix de réglages simples

Une fois mis en marche, le tire-lait démarre automatiquement en mode de stimulation douce pour encourager la montée du lait. Choisissez alors le réglage de tirage de lait que vous trouvez le plus confortable parmi les 3 proposés.

## Coussin masseur souple

Notre coussin masseur à la nouvelle texture douce et veloutée est chaud au toucher, pour une stimulation douce et agréable du débit de lait. Le coussin a été conçu afin de reproduire la tétée de votre bébé tout en douceur pour stimuler la montée de lait.

## Design compact

Le tire-lait est compact, ce qui permet de le positionner et de le tenir facilement. La base moteur petite et légère peut être placée à portée de main pour une maîtrise totale lors de l'utilisation. Pour un transport et un rangement

encore plus pratique, le flexible s'enroule simplement autour de la base. Facile à utiliser en déplacement grâce aux piles.

## Nettoyage facile

Le nettoyage est facile grâce au nombre restreint de pièces. Votre lait ne sera jamais en contact ni avec le flexible, ni avec la base. Toutes les pièces passent au lave-vaisselle à l'exception des pièces électriques.

## Utilisation facile

Un tire-lait électrique simple est idéal pour les mamans qui tirent leur lait fréquemment et apprécient la simplicité d'une utilisation par simple pression sur un bouton.

## Facile à assembler

Visualisation facile de l'assemblage des pièces, pour un assemblage intuitif.

## Gamme entièrement compatible

Ce tire-lait peut être utilisé en association avec les autres produits de la gamme Philips Avent, y compris nos biberons Classic et nos récipients de conservation pour lait. Philips Avent propose également une gamme d'accessoires pour l'allaitement vous aidant à allaiter plus longtemps et plus confortablement.

# Spécifications

## Étapes de développement

Étape: 0 à 6 mois

## Pays d'origine

England

## Matériel

Tire-lait: Polypropylène, 0 % BPA\*

Biberon: Polypropylène, 0 % BPA\*

Tétine: Silicone, Sans BPA\*

## Design

Conception de tire-lait: Design compact

Design du biberon: Forme ergonomique, Col large

## Inclus

Extra soft newborn flow nipple: 1 pcs

Sealing disc for milk storage: 1 pcs

## Inclus

Packs d'échantillons de coussinets d'allaitement: 2 (2 coussinets de jour et 2 coussinets de nuit) pcs

Biberon Natural 125 ml: 1 pcs

Corps du tire-lait: 1 pcs

Coussin de taille standard: 1 pcs

Base, flexible compris: 1 pcs

Diaphragme de rechange: 1 pcs

## Tire-lait

Matériau: 0 % BPA\*

## Simplicité d'utilisation

Utilisation du tire-lait: Facile à assembler, Nettoyage facile, Gamme entièrement compatible

## Fonctions

Inutile de se pencher: Asseyez-vous confortablement

Coussin masseur souple: Stimulation douce

Réglages: 3 réglages de tirage du lait, 1 mode de stimulation

