

PHILIPS

AVENT

大型按摩墊

適合所有舒適吸乳器



SCF167/01



大小剛好，達致最舒適效果

配備較寬闊注水口的吸乳器

這款柔軟按摩墊配備較寬闊的注水口，特別為乳頭較大的媽媽們而設。可配合 Philips Avent 舒適吸乳器系列使用。請參閱下圖以助您決定是否需要較大的吸乳器按摩墊。

舒適吸乳體驗

- 注水口更寬闊，提供舒適貼合感覺
- 適合所有 Natural 吸乳器

檢查您的貼合度以體驗最佳舒適度

- 貼合度恰到好處：乳頭舒適貼合按摩墊注水口
- 選擇較大的尺寸：乳頭接觸到注水口的內壁

產品特點

大碼吸乳器按摩墊配件

檢查乳頭是否舒適貼合在按摩墊的注水口內，便可以知道自己是否需要較大的吸乳器。如果乳頭接觸或摩擦到按摩墊注水口的內壁，那麼您應該選用大碼吸乳器按摩墊，確保可享受更舒適的吸乳體驗。

貼合度恰到好處

如果乳頭舒適貼合按摩墊注水口，即表示使用的按摩墊大小恰到好處。

太貼合

如果乳頭接觸或摩擦到按摩墊注水口的內壁，那麼您應該選用注水口更寬闊的大碼吸乳器按摩墊，確保可享受更舒適的吸乳體驗。

適合所有 Natural 吸乳器

大碼柔軟按摩墊兼容 Philips Avent Natural 系列內的所有 Natural 吸乳器。

規格

按摩墊

物料: 矽膠, 不含雙酚 A*

原產地

英國: 是

物料

不含雙酚 A*: 是

包含物件

大型按摩墊: 1 件數

兼容性

兼容 Natural 系列: 是

方便易用

按摩墊: 容易清洗, 適用於洗碗碟機清洗

功能

按摩軟墊: 輕柔刺激

成長階段

階段: 懷孕, 0 - 6 個月

可更換配件

適合產品類型: : SCF330, SCF332, SCF334, SCF330, SCF332

