

PHILIPS

Bretelle di fissaggio

DreamWear

Standard



HH1119



Come non indossare nulla*

Grazie alla libertà di movimento e alla comodità garantita dalla maschera DreamWear Gel Pillows, è possibile dormire nella posizione preferita.

Semplicità d'uso

- Morbide e comode

In evidenza

Design innovativo

Una bretella di fissaggio modulare in tessuto morbido per tutte le misure delle strutture di sostegno

Specifiche

Pulizia: bretelle di fissaggio, tubo

Lavare a mano con un detergente delicato: Sciacquare abbondantemente, appendere e lasciare asciugare!

Sostituzione

Controllare il grado di usura con ispezioni quotidiane: Sostituire ai primi segni di usura

Dettagli sul prodotto

Materiali: Nylon, Schiuma di poliuretano, Spandex

Garanzia: 90 giorni

