

# PHILIPS

 Product Picture

## AVENT

Tire-lait manuel

Biberon 125 ml inclus

SCF300/20

# Pour recueillir plus de lait, rapidement.

## Le tire-lait inspiré de la nature

Le tire-lait manuel exclusif Philips Avent SCF300/20 sans bisphénol-A (BPA) vous assure une efficacité maximale. De plus, une étude clinique a prouvé qu'il recueillait davantage de lait qu'un tire-lait électronique hospitalier double\*.

### **Avantages et caractéristiques :**

- Cliniquement prouvé

### **Efficacité cliniquement prouvée**

- Coussin massEUR breveté

### **Stimule et permet de recueillir le lait**

- L'aspiration douce imite la tétée de votre bébé pour un débit de lait régulier
- Les alvéoles du coussin massEUR souple stimulent l'écoulement naturel du lait.

### **Flexible et portatif**

- Facile à assembler et à utiliser

## Points forts

### Coussin masseur breveté



Les cinq alvéoles souples du tire-lait Philips Avent se gonflent et se dégonflent doucement quand vous appuyez sur la poignée, reproduisant l'action de la tétée de votre bébé.

### Aspiration douce

L'aspiration douce imite la tétée de votre bébé et crée un débit de lait régulier qui demande moins d'effort.

### Coussin masseur souple



Les alvéoles du coussin masseur breveté du tire-lait Philips Avent se gonflent et se dégonflent pour reproduire les mouvements de la tétée et permettre de stimuler l'écoulement rapide et naturel du lait.

### Facile à assembler et à utiliser



Silencieux et portatif.

### Cliniquement prouvé

Cliniquement prouvé : permet de tirer davantage de lait qu'un tire-lait électrique hospitalier double.\*

## Caractéristiques

### Pays d'origine

Angleterre

### Matériau

0 % BPA\*

### Inclus

Tétine extra-souple débit nouveau-né:

1 Pièce(s)

Pot de conservation pour lait maternel

(125 ml): 1 Pièce(s)

Socle/couvercle entonnoir pour biberon:

1 Pièce(s)

Disque d'étanchéité pour la conservation du

lait: 1 Pièce(s)

Pack de transport pour tétines, nouveau-né:

1 Pièce(s)

Tire-lait manuel: 1 Pièce(s)

### Étapes de développement

Étape: 0-6 mois

