



Philips
Lampă cu raze infraroșii
InfraCare

300 W

Zonă de tratament localizat
Temporizator digital



HP3631

Eliminarea eficientă a durerii

Căldura razelor infraroșii penetrează adânc

Philips InfraCare asigură eliminarea eficientă a durerilor musculare sau articulare. Lampa cu infraroșu de 300 W este foarte confortabilă, iar căldura infraroșie penetrează adânc în piele, stimulează circulația sanguină și elimină eficient durerea în „zonele” țintă de 40x30 cm.

Eliminarea eficientă a durerii

- Căldura razelor infraroșii penetrează adânc

PHILIPS

Specificații

Ușor de utilizat

- Reglabil: 0-40 grade (în spate)
- Comutator pornit/oprit
- Mâner moale: pentru transport și poziționare facile

Greutate și dimensiuni

- Product weight: 1,4 kg
- Product dimensions: 20x30,9x17,2 (LxÎxA) cm

Specificații tehnice

- Voltage: 230 V
- Cord length: 200 m
- Power: 300 W
- Frequency: 50/60 Hz

Greutate și dimensiuni

- Dimensiuni box: 29x40,4x74,5 (LxÎxA) cm
- Greutate cutie (F-box): 1,8 kg
- Greutate cutie (A-box): 5,4 kg
- Cantitate pe europalet: 60 pcs
- Număr de cutii în box: 3 pcs
- Dimensiune cutie: 28x38,6x24,5 (LxÎxA) cm

Specificații tehnice

- Baterie: LR-54-Alcalină, 1,5 V (durată de viață 200 de acțiuni)

- Izolație: Class II (izolație dublă)
- Durata de viață a lămpilor: 500 hour(s)

Siguranță

- Certificat IEC: Respectă IEC 60601 și 60335

Date logistice

- Țara de origine: Germania

Date logistice

- Cod CTV: 884363101000

Echipament medical

- Directiva pentru dispozitivele medicale: 2007/47/CE, DDM 93/42/CEE

Eliminarea eficientă a durerii

- Penetrare adâncă a căldurii

Tratament pe zone

- Zonă tratament: 40 x 30 cm
- Lampă cu halogen cu infraroșii: 300 W

Controlul tratamentului

- Temporizator digital: cu semnal sonor

Repere

Căldura razelor infraroșii penetrează adânc



S-a demonstrat că lumina infraroșie elimină eficient disconfortul cauzat de dureri musculare sau articulații anchilozate. Căldura confortabilă emisă de razele infraroșii penetrează adânc pielea, stimulând circulația sanguină și încălzind mușchii. Pe măsură ce mușchii sunt liniștiți, aceștia se relaxează. Deoarece face țesuturile mai pliabile, căldura reduce de asemenea redoarea și face articulațiile mai flexibile.



Data apariției 2021-05-21

Versiune: 7.2.1

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com