

**PHILIPS**

**Ramme**

**DreamWear**

Reservedel

Stor ramme



HH1118



## Som ikke at have noget på.\*

Med friheden og komforten ved DreamWear kan du sove, som du ønsker.

### **Nem at anvende**

- Funktioner, der er til for dig

### **Innovativt design**

- Blød, fleksibel ramme
- Tilslutning af luftslange øverst på hovedet

## Vigtigste nyheder

### Brugervenlig ramme



Nem at bruge, vælg den af de tre rammestørrelse, der passer dig bedst. Alle rammestørrelser passer til alle pudestørrelser.

### Innovativt rammedesign



Den bløde, fleksible ramme er behagelig at bære om natten. Brugere har udtalt, at det føles som ikke at have noget på.\*

### Bevægelsesfrihed



Ved at flytte slangens placering til toppen af hovedet giver DreamWear større bevægelsesfrihed i løbet af natten. Brugere udtalte, at de ikke behøvede at vælge én sovestilling, når de bar DreamWear.\*

## Specifikationer

### Innovativt design

Komfort og ydelse: Soft fabric straps

### Rengøring: Ramme

Vask i hånden med et mildt

rengøringsmiddel: Rinse thoroughly, air dry!

### Udskiftning

Undersøg dagligt for slitage: Replace at first sign of wear

### Produktoplysninger

Materialer: Polycarbonate, Silicone

Garanti: 90 days



\*\* Dataanalyse af patientpræferenceundersøgelse udført i august 2017, hvor n = 85, og de ordinerede masker omfattede Resmed Airfit F10 og F20, Respronics Amara View og F&P Simplus; baseret på 10 dages brug.

\* \*2017 Philips spørgeskema om brugerpræferencer

\*!Se venligst brugervejledningen for at få en mere detaljeret rengøringsvejledning.