

# PHILIPS

## AVENT

Tire-lait  
électronique

Coffret Vie Active

SCF302/13



## Conçu pour le confort

Le tire-lait inspiré de la nature

Notre modèle exclusif de tire-lait électronique sans bisphénol-A (BPA) Philips Avent accompagné de sa valisette est doté d'une mémoire électronique qui mémorise puis reproduit vos paramètres personnels.

### Avantages et caractéristiques :

- Enregistre et reproduit votre rythme
- Valisette isotherme et sachets de gel réfrigérant

### Vous aide à allaiter plus longtemps

- Plus de lait, naturellement

### Stimule et permet de recueillir le lait

- L'aspiration douce imite la tétée de votre bébé pour un débit de lait régulier
- Les alvéoles du coussin massEUR souple stimulent l'écoulement naturel du lait.

### Trois façons de l'utiliser

- Fonctionne non seulement sur secteur, mais aussi sur piles et manuellement

## Points forts

### Secteur, piles et mode manuel

Ce tire-lait électronique fonctionne non seulement sur secteur, mais aussi sur piles et manuellement, pour une souplesse d'utilisation totale.

### Aspiration douce

L'aspiration douce imite la tétée de votre bébé et crée un débit de lait régulier qui demande moins d'effort.

### Enregistre et reproduit votre rythme

La mémoire électronique enregistre vos gestes et, d'une simple pression sur un bouton, reproduit votre propre rythme d'expression.

### Plus de lait, naturellement



Tirer son lait permet à votre bébé de recevoir du lait maternel, même en votre absence

### Coussin masseur souple



Les alvéoles du coussin masseur breveté du tire-lait Philips Avent se gonflent et se dégonflent pour reproduire les mouvements de la tétée et permettre de stimuler l'écoulement rapide et naturel du lait.

### Valisette isotherme et sachets de gel réfrigérant



Tout ce qu'il faut pour vous aider à allaiter plus longtemps, pour tirer et conserver votre lait maternel quand vous êtes séparée de votre bébé.

## Caractéristiques

### Alimentation

Tension: 100 - 240 volt

### Pays d'origine

Angleterre

### Qu'est-ce qui est inclus ?

Battery pack: 1 Pièce(s)

Pot de conservation pour lait maternel (125 ml): 1 Pièce(s)

Socle/couvercle entonnoir pour biberon: 1 Pièce(s)

Pack de transport pour tétines, nouveau-né: 1 Pièce(s)

Sachets de gel réfrigérant: 2 Pièce(s)

Pièces de rechange: 1 Pièce(s)

Pièces pour le transformer en tire-lait manuel si nécessaire: 1

Biberon de conservation pour lait maternel (260 ml): 1 Pièce(s)

Sac de voyage en microfibre: 1 Pièce(s)

Cordon d'alimentation: 1 Pièce(s)

### Étapes de développement

Étape: 0 à 6 mois

