

PHILIPS

Ramme

DreamWear

Reservedel

Lille ramme

 Product Picture

HH1116



Som ikke at have noget på.*

Med friheden og komforten ved DreamWear kan du sove, som du ønsker.

Nem at anvende

- Funktioner, der er til for dig

Innovativt design

- Blød, fleksibel ramme
- Tilslutning af luftslange øverst på hovedet

Vigtigste nyheder

Brugervenlig ramme




Nem at bruge, vælg den af de tre rammestørrelse, der passer dig bedst. Alle rammestørrelser passer til alle pudestørrelser.

Innovativt rammedesign



Den bløde, fleksible ramme er behagelig at bære om natten. Brugere har udtalt, at det føles som ikke at have noget på.*

Bevægelsesfrihed



Ved at flytte slangens placering til toppen af hovedet giver DreamWear større bevægelsesfrihed i løbet af natten. Brugere udtalte, at de ikke behøvede at vælge én sovestilling, når de bar DreamWear.*

Specifikationer

Innovativt design

Komfort og ydelse: Soft fabric straps

Produktoplysninger

Materialer: Polycarbonate, Silicone

Garanti: 90 days

Rengøring: Ramme

Vask i hånden med et mildt

rengøringsmiddel: Rinse thoroughly, air dry¹

Udskiftning

Undersøg dagligt for slitage: Replace at first sign of wear

