

PHILIPS

AVENT

Komplet za izdajanje,
spremanje, hranjenje i održav.

Izdajanje, spremanje, hranjenje i
njega

Sadrži meki masažni jastučić

2 bočice i 10 čašica za
spremanje

Štitnici za bradavice i krema

SCD292/01



Udobnost i više mlijeka* Izdajanje, sprem., hranjenje i održav.

Jednostruka električna izdajalica, sveobuhvatni komplet

Komplet Breastfeeding Starter idealan je za majke koje namjeravaju izdajati. Sadrži sve potrebno za izdajanje i spremanje izdojenog mlijeka te hranjenje bebe. Sadrži i posebne proizvode za njegu dojki i bradavica.

Izdajanje

- Udobniji položaj prilikom pumpanja zahvaljujući jedinstvenom dizajnu
- Ima način rada za nježnu stimulaciju i 3 postavke pumpanja
- Mekani jastučić za masažu koji pruža osjećaj topline

Hranjenje

- Jedinstvene latice za meku, elastičan sisač koji se ne savija
- Prirodno zahvaćanje zahvaljujući širokoj dudi oblika dojke

Spremi

- Za korištenje u hladnjaku/zamrzivač
- Lako izdajajte u spremnik za mlijeko

Zaštita

- Zaštita bradavica tijekom dojenja
- Svilenkasto meki na dodir

Istaknute znač.

Udobniji položaj



Pumpa za izdajanje ima jedinstven dizajn koji omogućava protok mlijeka izravno iz dojke u bočicu, čak i kada sjedite uspravno. To znači da prilikom pumpanja možete udobnije sjediti: ne morate se naginjati naprijed kako bi mlijeko završilo u bočici. Kada udobno sjedite i kada ste opušteni tijekom pumpanja, mlijeko lakše protječe.

Jednostavne postavke među kojima možete birati



Kada se uključi, pumpa automatski počinje raditi u načinu rada nježne stimulacije kako bi potaknula protok mlijeka. Zatim odaberite neku od 3 postavke pumpanja za najugodniji protok mlijeka.

Meki masažni jastučić




Naš masažni jastučić ima novu baršunastu teksturu koja ostavlja topao osjećaj na koži radi ugodnog, nježnog poticanja protoka mlijeka. Jastučić je dizajniran da nježno oponaša bebino sisanje kako bi se potaklo otpuštanje mlijeka.

Prirodno zahvaćanje



Široka duda oblika dojke potiče prirodno zahvaćanje poput zahvaćanja dojke i olakšava kombiniranje dojenja i hranjenja na bočicu.

Jedinstvene udobne latice



Latice unutar dude povećavaju mekoću i elastičnost bez savijanja dude. Vaša beba uživat će u ugodnijem i zadovoljnijem hranjenju.

Za korištenje u hladnjaku/zamrzivač

Čašice tvrtke Philips Avent mogu se spremati u hladnjak ili zamrzivač, a prati ih možete u stroju za pranje posuda

Lako izdajajte u spremnik za mlijeko

Adapter za čašicu za spremanje mlijeka omogućava lako izdajanje u spremnik za mlijeko. Nema curenja niti prolijevanja dragocjenog izdojenog mlijeka.

Zaštita bradavica tijekom dojenja

Štitnici za bradavice Philips AVENT dizajnirani su za bolne ili ispucale bradavice, a koristiti ih treba uz stručan savjet liječnika.

Svilenkasto meki na dodir



Svilenkasto meki gornji sloj i prozračni, prirodni materijali. Dermatološki testirano.

Specifikacije

Dizajn

Dizajn bočice: Široko grlo, Ergonomski oblik
Dizajn pumpe za izdajanje: Kompaktan dizajn

Država podrijetla

Engleska

Materijal

Izdajalica: Ne sadrži BPA*, Polipropilen
Bočica: Polipropilen, Ne sadrži BPA*
Duda: Silikon, Ne sadrži BPA*
Jastučići za grudi: Dermatološki testirano, Svilenkasto meki gornji sloj, Prirodan materijal koji propušta zrak
Čašice za spremanje: Polipropilen, ne sadrži BPA*

Što se nalazi u paketu

Poklopac čašice za spremanje mlijeka: 10 kom.
Sealing disc for milk storage: 1 kom.
Adapter za čašicu za spremanje mlijeka: 2 kom.
Natural bočica od 4 oz: 1 kom.
Izrazito meka duda za dojenje: 1 kom.
Natural bočica od 9 oz: 1 kom.
Izrazito meka duda s polaganim protokom: 1 kom.
Kućiste pumpe za izdajanje: 1 kom.
Jastučić standardne veličine: 1 kom.
Baza s cijevima: 1 kom.
Čašica za spremanje mlijeka (180 ml / 6 oz): 10 kom.
Poklopac za putovanja: 1 kom.
Pakiranje s uzorkom jastučića za dojke: 1 u pakiranju (2 komada)

Standard Nipple Protector: 2 kom.

Kopča za grudnjak: 1 kom.

Hidratantna krema za bradavice: 15 ml

Jednostavnost uporabe

Korištenje izdajalice: Lako čišćenje, Potpuno kompatibilan asortiman, Intuitivno sastavljanje

Funkcije

Nema naginjanja naprijed: Sjedite u udobnom položaju

Meki masažni jastučić: Nježna stimulacija

Postavke: 1 način rada stimulacije, 3 postavke za izdajanje

Njega dojki: Dan, Noć

Faze razvoja

Faza: Trudnoća, 0 – 6 mjeseci

