

# PHILIPS

Depilador a luz  
pulsada

Lumea Precision  
Plus

Para uso no corpo e no rosto

Sem custos adicionais

Vida útil >100.000 flashes  
de luz



# Destaques

## Maciez todos os dias



O Philips Lumea aplica flashes de luz suaves à raiz dos pelos. Como resultado, os pelos caem naturalmente e evita-se o crescimento de novos pelos. O tratamento regular proporciona uma pele macia todos os dias.

## Eficiência sem esforço



Nossos estudos clínicos mostraram uma redução significativa dos pelos em menos de quatro tratamentos quinzenais, deixando a pele lisinha e sem pelos. Para manter esses resultados, você deve repetir o tratamento sempre que for necessário. O tempo entre os tratamentos pode variar dependendo da pessoa.

## Tecnologia IPL



O Philips Lumea utiliza uma inovadora tecnologia de remoção de pelos à base de luz chamada IPL (Luz Intensa Pulsada), que é derivada da tecnologia usada em salões de beleza profissionais. A Philips adaptou essa tecnologia para ser usada com praticidade e segurança no conforto da sua casa. A Philips trabalhou em parceria com os melhores


dermatologistas para desenvolver nosso novo sistema de remoção de pelos. Por mais de 10 anos, realizamos diversas pesquisas de consumidores com mais de 2 mil mulheres.

## Tipos de pele e pelo adequados



O Philips Lumea funciona perfeitamente com pelos louro-escuros (naturais), castanhos e pretos. Assim como outros tratamentos a laser, o Philips Lumea NÃO funciona corretamente com pelos ruivos, louro-claros, grisalhos ou brancos. O Philips Lumea também NÃO é adequado para peles escuras.

## Cinco ajustes de luz



O Philips Lumea conta com cinco ajustes de intensidade para garantir um tratamento confortável e eficaz. Quando usado corretamente, o tratamento IPL é seguro e confortável: até mesmo em peles e áreas sensíveis do corpo.

## Áreas de aplicação



Use com total confiança p/ a remoção de pelos do rosto (buço, cavanhaque e costeletas) e regiões do corpo, incluindo axilas, área do biquíni, estômago e braços.

## Uso sem fio: mais praticidade



Graças ao design sem fio exclusivo, o Lumea é fácil de usar e perfeito para alcançar qualquer região.

## Sem peças de substituição.



No replacement lamps or gel needed

O Philips Lumea é uma solução completa que vem pronta para uso. E o mais importante: ele não requer gel ou lâmpadas de substituição.

## Maior proteção para o rosto



O aparelho de precisão apresenta um filtro de luz integrado adicional, que garante uma aplicação segura no buço, no queixo e nas costeletas. Ele também pode ser usado em outras regiões sensíveis do corpo, como nas axilas, na virilha e nas áreas difíceis de alcançar.

# Especificações

## Power

**Voltagem:** 100-240 V

## Service

**Garantia:** 2 anos de garantia mundial

## Technical specifications

**Lâmpada de alto desempenho:** Emite <gt/> 100.000 flashes

## Application areas

**Áreas do corpo:** Braços, Pernas, Barriga, Virilha, Axilas

**Áreas da face:** Queixo, Costeletas, Buço

## Attachments

**Aparador de precisão (2 cm<sup>2</sup>):** Para aplicação segura no rosto

**Bocal convencional (4 cm<sup>2</sup>):** Para uso abaixo da linha do pescoço

## Items included

**Instruções de uso:** Guia de início rápido, Manual do Usuário

**Carregador:** Carregador bivolt

**Armazenamento:** Estojo

## Power

**Tempo de carregamento:** 100 min

**Tempo de funcionamento:** No mínimo 370 feixes

## Safety and adjustable settings

**Filtro UV integrado:** Protege a pele contra os raios UV

**5 ajustes de energia da luz:** Ajustável ao seu tipo de pele

**Sistema de segurança integrado:** Evita flashes acidentais

## Application time

**Parte inferior da perna:** 15 min

**Axila:** 1 min

**Linha do biquíni:** 1 min

**Áreas da face:** 1 min

## Application mode

**Slide and Flash:** Maior praticidade

**Step and Flash:** Para realizar o tratamento em regiões curvas

**Uso com fio / sem fio:** Sem fio

