

# PHILIPS

# AVENT

Tire-lait manuel

Avec le système de conservation

SCF300/12

 Product Picture

## Pour recueillir davantage de lait et le conserver facilement.

### Tirez, conservez et donnez votre lait facilement

Le tire-lait manuel Philips Avent SCF300/12 permet un contrôle total de la vitesse et du rythme de succion. Il vous assure une plus grande efficacité, car une étude clinique a prouvé qu'il recueillait davantage de lait qu'un tire-lait électronique hospitalier.

#### **Avantages et caractéristiques :**

- Stimule un débit de lait rapide, tout en douceur

#### **Efficacité cliniquement prouvée**

- Coussin massEUR breveté

#### **Compatible avec les tire-laits et les tétines Philips Avent**

- Utilisez l'adaptateur pour tirer votre lait et nourrir votre enfant

#### **Pour conserver et transporter en toute sécurité**

- Système avec couvercles vissables hermétiques

## Points forts

### Stimule un débit de lait rapide, tout en douceur

Quand vous utilisez le tire-lait Philips Avent, les alvéoles du coussin masseur breveté Philips Avent se gonflent et se dégonflent afin de masser le sein, ce qui stimule l'écoulement naturel du lait.

### Coussin masseur breveté



Les cinq alvéoles souples du tire-lait Philips Avent se gonflent et se dégonflent doucement quand vous appuyez sur la poignée, reproduisant l'action de la tétée de votre bébé.

### Système avec couvercles vissables hermétiques

Pour conserver et transporter en toute sécurité

### Adaptateur pour tirer et donner le lait

Utilisez l'adaptateur pour tirer votre lait et le donner dans le même pot.

## Caractéristiques

### Pays d'origine

Angleterre

### Matériau

0 % BPA\*

### Inclus

Couvercle pour pot de conservation du lait: 5 Pièce(s)

Adaptateur pour pots de conservation pour lait: 2 Pièce(s)

Pack de transport pour tétines, nouveau-né: 2 Pièce(s)

Tétine extra-souple débit nouveau-né: 2 Pièce(s)

Pièces de rechange: 1 Pièce(s)

Pot Avent pré-stérilisé (180 ml): 5 Pièce(s)

Tire-lait manuel: 1 Pièce(s)

### Étapes de développement

Étape: 0-6 mois

