

PHILIPS

Fuld ansigtsmaske
Hovedtøj

DreamWear

Fuld ansigtsmaske Reservedel
Standardhovedtøj



HH1131



Som ikke at have noget på.*

Med friheden og komforten ved DreamWear Full Face kan du sove, som du ønsker.

Magnetiske klemmer

- Klemmerne og maskepuden til hovedtøjet indeholder magneter

Behagelig og nem at anvende

- Hovedtøj med blødt stof med magnetklemmer

Vigtigste nyheder

Blød og behagelig



Hovedtøjet med blødt stof er behageligt at have på om natten, mens magnetklemmerne gør det nemt at justere for bedre pasform.

Magnetiske klemmer



Kontakt din sundhedsfaglige ekspert før du bruger denne maske. Nogle medicinske anordninger kan påvirkes af magnetfelter. De magnetiske klemmer i denne maske skal holdes mindst 50 mm væk fra enhver aktiv medicinsk anordning. Vær særligt opmærksom på implanterede anordninger som f.eks. pacemakere, defibrillatorer og cochlear-implantater. Læs brugervejledningen i pakken for at få flere oplysninger.

Specifikationer

Advarsel: Magnetisk interferens

Pas på med pacemakere: Read IFU's before use.

Udskiftning

Undersøg dagligt for slitage: Replace at first sign of wear

Produktoplysninger

Materialer: Nylon, Polyurethane foam, Spandex

Garanti: 90 days

