

# PHILIPS

Full Face-  
hoofdband

DreamWear

Vervangend onderdeel Full Face  
Standaard hoofdband



HH1131



## Alsof u helemaal niets draagt.\*

DreamWear Full Face biedt u vrijheid en comfort, zodat u kunt genieten van een goede nachtrust.

### **Magnetische klemmen**

- De hoofdbandclips en het maskerkussen bevatten magneten

### **Comfortabel en gebruiksvriendelijk**

- Hoofdband van zachte stof met magneetclips

# Kenmerken

## Zacht en comfortabel



De zachte stoffen hoofdband is comfortabel om 's nachts te dragen. De magneetclips zorgen ervoor dat de band eenvoudig kan worden versteld naar de juiste pasvorm.

## Magnetische klemmen



Neem contact op met uw zorgverlener voordat u het masker in gebruik neemt. Sommige medische apparaten worden beïnvloed door magnetische velden. De magnetische klemmen in dit masker moeten ten minste 50 mm van een actief medisch apparaat worden gehouden. Speciale aandacht is nodig bij geïmplanteerde apparaten zoals pacemakers, defibrillatoren en cochleaire implantaten. Lees de gebruiksaanwijzing in de verpakking voor meer informatie.

# Specificaties

**Waarschuwing: magnetische interferentie**  
Beware with pacemakers: Read IFU's before use.

**Vervanging**  
Controleer dagelijks op slijtage: Replace at first sign of wear

**Productgegevens**  
Materiaal: Nylon, Polyurethane foam, Spandex  
Garantie: 90 days

