

# PHILIPS

Fuld ansigtsmaske

DreamWear

Fuld ansigtspakke  
med stor pude  
og lille og mellemstor ramme

 Product Picture

HH1126



## Som ikke at have noget på.\*

Med friheden og komforten ved DreamWear Full Face kan du sove, som du ønsker.

### Magnetiske klemmer

- Klemmerne og maskepuden til hovedtøjet indeholder magneter

### Frit synsfelt

- Åbent design giver et bredt synsfelt

### Innovativt design

- Bevægelsesfrihed
- Modulært design giver flere valgmuligheder

### Behagelig og nem at anvende

- Nem at anvende
- Blød, fleksibel ramme
- Fuld ansigtspude under næsen

## Vigtigste nyheder

### Bevægelsesfrihed



Ved at flytte slangens placering til toppen af hovedet giver DreamWear Full Face større bevægelsesfrihed i løbet af natten. Brugere har udtalt, at de ikke behøvede at vælge én sovestilling, når de brugte DreamWear Full Face.\*

### Slut med røde mærker på næseryggen



Pudens innovative under næsen-design betyder, at det er slut med røde mærker, ubehag og irritation på næseryggen.\*\*

### Frit udsyn



Det åbne design gør det nemt at bruge briller, læse, se TV eller bruge en computer eller tablet, før du falder i søvn.\*\*

### Som ikke at have noget på



Den bløde, fleksible ramme er behagelig at bære om natten. Brugerne har udtalt, at det føles som ikke at have noget på.\*

### Valgfrihed



Det modulære design giver brugerne mulighed for at vælge den pude, der passer bedst til dem, og på samme ramme.

### Nem at anvende



Består kun af få dele og er nem at samle, skille ad og rengøre.

### Magnetiske klemmer



Kontakt din sundhedsfaglige ekspert før du bruger denne maske. Nogle medicinske anordninger kan påvirkes af magnetfelter. De magnetiske klemmer i denne maske skal holdes mindst 50 mm væk fra enhver aktiv medicinsk anordning. Vær særligt opmærksom på implanterede anordninger som f.eks. pacemakere, defibrillatorer og cochlear-implantater. Læs brugervejledningen i pakken for at få flere oplysninger.

# Specifikationer

## Advarsel: Magnetisk interferens

Pas på med pacemakere: Læs brugervejledningen før brug.

## Brugsformål

Skal bruges på patienter <gt/> 30 kg: med CPAP-recept

## Rengøring: Hovedtøj, slanger

Vask i hånden med et mildt rengøringsmiddel: Skyl grundigt, hæng til tørre<sup>1</sup>

## Rengøring: maske

Vask i hånden med et mildt rengøringsmiddel: Skyl grundigt, lad lufttørre<sup>1</sup>

## Udskiftning

Undersøg dagligt for slitage: Skift ud ved første tegn på slitage

## Produktoplysninger

Materialer: Nylon, Polyuretanskum, Polykarbonat, Polyester, Silikone, Spandex  
Garanti: 90 dage

Driftstryk: 4 til 30 cmH<sub>2</sub>O

Lydniveau: 17 dBA

Antal dele: 5



\* \* Dataanalyse af patientpræferenceundersøgelse udført i august 2017, hvor n = 85, og de ordinerede masker omfattede Resmed Airfit F10 og F20, Respiroics Amara View og F&P Simplus; baseret på 10 dages brug.

\* \* \* Designpåstand - masken er designet således, at den ikke berører næseryggen.

\* <sup>1</sup>Se venligst brugervejledningen for at få en mere detaljeret rengøringsvejledning.