

# PHILIPS

Gel Pillows pude -  
lille størrelse

DreamWear

Lille størrelse



HH1125



## Som ikke at have noget på\*

Med friheden og komforten ved DreamWear Gel Pillows, kan du sove, som du ønsker.

### **Nem at anvende**

- Funktioner, der er til for dig

### **Innovativt gelpudedesign**

- Nem at tilpasse
- Komfort og ydelse
- Moduldesign

## Vigtigste nyheder

### Nem at tilpasse



Vælg pude således, at Pillows-pudens blå gelbunde sidder behageligt under næsen uden noget mellemrum. Det er kun den bløde silikonespids, der skal være inde i næseborene. Du må ikke skubbe nogen del af den blå gelbund ind i næsen.

### Innovativt design



Mindre ubehag i ansigtet, på næsen og i næseborene. Brugere bedømte DreamWear Gelpuder til at være mere behagelig end deres ordinerede maske.

### Innovativt design



Nem at bruge, med én modulær ramme til alle pudestørrelser.

### Moduldesign



Modulært design til hurtig samling og rengøring, med udskiftelige puder og næsepuder.

## Specifikationer

### Produktoplysninger

**Materialer:** Polycarbonate, Polyurethane gel, Silicone

**Garanti:** 90 days

### Rengøring: Pude

Vask i hånden med et mildt

rengøringsmiddel: Rinse thoroughly, air dry<sup>1</sup>

### Udskiftning

**Undersøg dagligt for slitage:** Replace at first sign of wear

