

PHILIPS

AVENT

Natural Beginnings

Gift Set

Classic

SCD236/00



Základné položky pre dojčenie a sterilizovanie

Pohodlná súprava na dojčenie

Obsahuje mikrovlnný sterilizátor, manuálnu odsávačku mlieka, dojčenské fľaše, jednorazové absorpčné vložky do podprsenky a tesniace viečka na fľaše.

Mikrovlnný sterilizátor Express II

- Ultra rýchly, jednoduché použitie
- Pohodlný na cestovanie
- Kompaktný a ľahký

Manuálna odsávačka mlieka ISIS

- Klinicky overené
- Jemne stimuluje rýchly tok mlieka
- Patentovaný vankúšik Let-down Massage

Jednorazové absorpčné vložky do podprsenky

- Jedinečná štvorvrstvomá konštrukcia pre maximálne suchu
- Mäkké s diskretným tvarovaním

Fľaša pre dojčatá Airflex

- Pracuje s prirodzeným spôsobom kŕmenia dieťaťa
- Pre zdravé aktívne kŕmenie

Hlavné prvky

Fľaša pre dojčatá Airflex

Klinická skúška preukázala, že deti vo veku 2 týždňov kŕmené z fľaše Avent pocitovali slabšie kolíky ako deti kŕmené z bežnej fľaše (www.philips.com/Avent).

Manuálna odsávačka mlieka ISIS

V klinickej štúdií sa preukázalo, že ISIS je tak účinná, ako nemocničná elektrická odsávačka. ISIS má ocenený dizajn, ktorý napodobňuje dojčenie dieťaťa. Výsledkom je viac mlieka rýchlejšie a prirodzenejšie ako s akoukoľvek inou manuálnou odsávačkou mlieka.

Mikrovlňný sterilizátor Express II

Sterilizuje 6 fliaš za 2 minúty. Stačí pridať vodu, naplniť a umiestniť do mikrovlňnej rúry. 2 minúty pri 1100-1850 Wattoch, 4 minúty pri 850-1000 Wattoch, 6 minút pri 500-800 Wattoch.

Jednorazové absorpčné vložky do podprsenky



Jedinečná štvorvrstvá konštrukcia pre maximálne suchu: 1. Ultra mäkká vrchná vrstva s cumlíkovým vrubom - udrží prsník po celý čas suchý 2. Ultra absorbujúca vrstva, vystlatá pre extra pohodlie 3. Ultra absorbujúce jadro - vstrebáva vlhko a predchádza tak rozpakom 4. Ultra priedušná vonkajšia vrstva - pomáha

predchádzať zápalom bradaviek. Protišmyková s prilepovacími páskami - udržia vankúšik na mieste

Pohodlný na cestovanie

Pohodlný na cestovanie

Kompaktný a ľahký

Kompaktný a ľahký

Mäkké s diskretným tvarovaním

Absorpčné vložky do podprsenky Philips Avent majú prispôsobený tvar, ktorý umožňuje diskretné nosenie pod oblečením.

Jemne stimuluje rýchly tok mlieka



Jemne stimuluje rýchly tok mlieka

Patentovaný vankúšik Let-down Massage



Patentovaný vankúšik Let-down Massage

Pre zdravé aktívne kŕmenie

Pre zdravé aktívne kŕmenie

Technické údaje

Krajina pôvodu

England

Vývojové stupne

Stage: 0 – 6 mesiacov

Čo je súčasťou balenia

ISIS Manual Breast Pump: 1 pcs

Disposable breast pad: 40 pcs

Sealing disc for milk storage: 2 pcs

Čo je súčasťou balenia

Fľaša pre kojencov Airflex (260 ml/9 uncí):

2 pcs

Fľaša pre kojencov Airflex (125 ml/4 unce):

2 pcs

Sterilizátor Express II do mikrovl.rúry: 1 pcs

