

# PHILIPS

## Frame

### DreamWear

Vervangend onderdeel

Klein frame



HH1116



## Alsof u helemaal niets draagt.\*

DreamWear biedt u vrijheid en comfort, zodat u kunt genieten van een goede nachtrust.

#### **Gebruiksvriendelijk**


- Gepersonaliseerde functies

#### **Innovatief ontwerp**

- Zacht, flexibel frame
- Aansluiting voor luchtslang aan de bovenkant van het hoofd


# Kenmerken

## Gebruiksvriendelijk frame



De frames zijn gebruiksvriendelijk. Kies uit de drie maten het frame dat het beste bij u past. Alle framematen passen bij alle kussenformaten.

## Innovatief frameontwerp



Het zachte, flexibele frame is comfortabel om 's nachts te dragen. Gebruikers geven aan dat het voelt alsof u helemaal niets draagt.\*

## Onbeperkte bewegingsvrijheid



Omdat de luchtslang naar de bovenkant van het hoofd is verplaatst, biedt DreamWear 's nachts meer bewegingsvrijheid. Gebruikers geven aan dat ze niet meer in een bepaalde positie moeten slapen wanneer ze DreamWear dragen.\*

# Specificaties

## Innovatief ontwerp

**Comfort and performance:** Banden van zacht materiaal

## Het frame reinigen

**Hand wash with mild detergent:** Spoel grondig, laat aan de lucht drogen<sup>1</sup>

## Vervanging

**Controleer dagelijks op slijtage:** Vervang bij de eerste tekenen van slijtage

## Productgegevens

**Materiaal:** Polycarbonaat, Siliconen

**Garantie:** 90 dagen



\* \* Philips-vragenlijst over gebruikersvoorkeuren uit 2017

\* \* Gegevensanalyse van een onderzoek naar patiëntvoorkeuren in augustus 2017, waarbij n = 85 en de voorgeschreven maskers Resmed Airfit F10 en F20, Respironics Amara View en F&P Simplus waren. Gebaseerd op 10 dagen gebruik.

\* <sup>1</sup>Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer reinigingsinstructies.