

PHILIPS


Fasce in tessuto

DreamWear

Parte di ricambio

con 1 set di fasce in tessuto

2 pezzi per confezione



HH1120



*Come non indossare nulla

Grazie alla libertà di movimento e alla comodità garantita dalla maschera DreamWear Gel Pillows, è possibile dormire nella posizione preferita.

Semplicità d'uso

- Comode e morbide

In evidenza

Fasce in tessuto morbido

Un tocco morbido sulla guancia

Specifiche

Dettagli sul prodotto

Materials: Poliestere, Spandex

Warranty: 90 giorni

Sostituzione

Controllare il grado di usura con ispezioni quotidiane: Sostituire ai primi segni di usura

Cleaning: Fabric wraps

Lavare a mano con un detergente delicato: Sciacquare abbondantemente, appendere e lasciare asciugare¹



* *Questionario Philips sulle preferenze degli utenti per il 2017

* * Analisi dei dati raccolti ad Agosto 2017 sulle preferenze di 85 pazienti. Le maschere prescritte includono Resmed Airfit F10 e F20, Respironics Amara View e F&P Simplus, sulla base di 10 giorni di utilizzo.

* ¹Fare riferimento alle istruzioni per l'uso per ulteriori istruzioni sulla pulizia.