



Philips Avent  
Kit d'expression pour tire-  
lait double



SCF308/02

## Inspiré par la nature

Pour recueillir davantage de lait et le conserver facilement

Pièces personnelles pour tire-lait électronique double Philips Avent.

### Avantages et caractéristiques :

- Confort et efficacité maximum
- Kit d'expression pour tire-lait électrique double

### Stimule et permet de recueillir le lait

- L'aspiration douce imite la tétée de votre bébé pour un débit de lait régulier
- Les alvéoles du coussin massEUR souple stimulent l'écoulement naturel du lait.

**PHILIPS**  
**AVENT**

# Caractéristiques

## Étapes de développement

- Étape: 0 à 6 mois

## Pays d'origine

- England

## Qu'est-ce qui est inclus ?

- Pot de conservation (240 ml): 5 pcs

## Inclus

- Milk storage cup lid: 5 pcs

## Qu'est-ce qui est inclus ?

- Personal pump parts: 2 pcs

# Points forts

## Aspiration douce

L'aspiration douce imite la tétée de votre bébé et crée un débit de lait régulier qui demande moins d'effort.

## Coussin masseur breveté



Les cinq alvéoles du coussin masseur se gonflent et se dégonflent avec simultanément une aspiration efficace, ce qui entraîne un écoulement naturel du lait.

## Kit d'expression

Les entonnoirs de ce kit d'expression pour tire-lait double ne sont compatibles qu'avec le tire-lait électrique double, car les valves sont différentes et le diaphragme est fermé. Le kit d'expression pour tire-lait double n'est pas compatible avec les tire-lait manuels ou les tire-lait électriques simples.

## Coussin masseur souple



Les alvéoles du coussin masseur breveté du tire-lait Philips Avent se gonflent et se dégonflent pour reproduire les mouvements de la tétée et permettre de stimuler l'écoulement rapide et naturel du lait.

