

PHILIPS

Helmask, med
Small-kudde

DreamWear

Helmaskkit
med Small-kudde
och Small- och Medium-ram



HH1127



Bekväm passform.*

Med friheten och bekvämligheten hos DreamWear helmask kan du sova precis hur du vill.

Magnetiska knäppen

- Det sitter magneter i knäppena till huvudbandet och på maskkudden

Öppet synfält

- Den öppna designen ger ett mycket brett synfält

Innovativ design

- Rörelsefrihet
- En moduldesign för fler alternativ att välja bland

Bekväm och lättanvänd

- Lättanvänd
- Mjuk, flexibel ram
- Helansiktsskudde nedanför näsan

Funktioner

Rörelsefrihet



DreamWear helmask ger ökad rörelsefrihet under natten genom att slangen placeras ovanpå huvudet. Användare uppgav att de inte behövde välja en viss sovställning när de använde DreamWear helmask.*

Inga fler röda märken på näsan



Den innovativa kuddesdesignen under näsan innebär att det är slut på röda märken, obehag och irritation på näsryggen.**

Inget skymmer synfältet



Med denna öppna utformning är det lätt att använda glasögon, läsa, titta på TV och använda en dator eller surfplatta innan du somnar.**

Bekväm passform



Den mjuka och flexibla ramen är bekväm att ha på natten. Användare har sagt att den inte känns alls.*

Valfrihet



Den modulära utformningen gör att användaren kan välja den kudde som fungerar bäst på en och samma ram.

Lättanvänd



Den består av få delar, vilket gör det enkelt att sätta ihop, ta isär och rengöra den.

Magnetiska knäppen



Kontakta din läkare innan du använder denna mask. Vissa medicintekniska produkter kan påverkas av magnetiska fält. De magnetiska knäppena i masken ska sitta minst 50 mm från alla aktiva medicinska enheter, med särskild hänsyn till implantat, såsom pacemakers, defibrillatorer och cochleaimplantat. Läs bruksanvisningen till respektive enhet för mer information.

Specifikationer

Produktdetaljer

Garanti: 90 days

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

Publiceringsdatum
2021-12-16
Version: 3.2.1

EAN: 00 60695 90463 13

www.philips.com



** Dataanalys från augusti 2017, patientpreferensstudie där n = 85 och de ordinerade maskerna omfattar Resmed Airfit F10 och F20, Respironics Amara View och F&P Simplus, baserat på 10 dagars användning.
*** Designanspråk – utformningen av masken är sådan att det inte behövs någon kontakt med näsryggen.
* 1 Läs bruksanvisningen för mer detaljerad rengöringsinformation.