

PHILIPS

 Product Picture

AVENT

Tire-lait
électronique

SCF292/01

Conçu pour le confort

Inspiré par la nature

Notre modèle exclusif de tire-lait est doté d'une mémoire électronique qui vous laisse le contrôle en mémorisant vos paramètres et en continuant pour vous.

Avantages et caractéristiques :

- Enregistre et reproduit votre rythme

Vous aide à allaiter plus longtemps

- Plus de lait, naturellement

Stimule et permet de recueillir le lait

- Les alvéoles du coussin massEUR souple stimulent l'écoulement naturel du lait.

Trois façons de l'utiliser

- Fonctionne non seulement sur secteur, mais aussi sur piles et manuellement

Points forts

Coussin massEUR souple



Les alvéoles du coussin massEUR breveté du tire-lait Philips Avent se gonflent et se dégonflent pour reproduire les mouvements de la tétée et permettre de stimuler l'écoulement rapide et naturel du lait.

Secteur, piles et mode manuel

Ce tire-lait électronique fonctionne non seulement sur secteur, mais aussi sur piles et manuellement, pour une souplesse d'utilisation totale.

Enregistre et reproduit votre rythme

La mémoire électronique enregistre vos gestes et, d'une simple pression sur un bouton, reproduit votre propre rythme d'expression.

Plus de lait, naturellement



Tirer son lait permet à votre bébé de recevoir du lait maternel, même en votre absence

Caractéristiques

Alimentation

Tension: 100 - 240 volt

Pays d'origine

Angleterre

Qu'est-ce qui est inclus ?

Battery pack: 1 Pièce(s)

Socle/couvercle entonnoir pour biberon: 2 Pièce(s)

Pot de conservation pour lait maternel (125 ml): 1 Pièce(s)

Electronic Breast Pump: 1

Tétine extra-souple débit nouveau-né: 1 Pièce(s)

Pièces de rechange: 1 Pièce(s)

Mains power lead: 1

Pièces pour le transformer en tire-lait manuel si nécessaire: 1

Biberon de conservation pour lait maternel (260 ml): 1 Pièce(s)

Étapes de développement

Étape: 0 à 6 mois

