

PHILIPS

Full Face-masker

DreamWear

Starter-Pack

Frames in 3 formaten
en kussentjes in 4 formaten



HH1133/00



Alsof u helemaal niets draagt.*

DreamWear Full Face biedt u vrijheid en comfort, zodat u kunt genieten van een goede nachtrust.

Magnetische klemmen

- De hoofdbandclips en het maskerkussen bevatten magneten

Zien wat u wilt

- Groot zichtveld dankzij het open ontwerp

Innovatief ontwerp

- Onbeperkte bewegingsvrijheid
- Een modulair ontwerp voor meer opties

Comfortabel en gebruiksvriendelijk

- Gebruiksvriendelijk
- Zacht, flexibel frame
- Full Face-kussen voor onder de neus

Kenmerken

Onbeperkte bewegingsvrijheid



Omdat de luchtslang naar de bovenkant van het hoofd is verplaatst, biedt DreamWear Full Face 's nachts meer bewegingsvrijheid. Gebruikers geven aan dat ze niet meer in een bepaalde positie moeten slapen wanneer ze DreamWear Full Face dragen.*

Nooit meer rode plekken op de neusbrug



Met het innovatieve ontwerp van het kussen voor onder de neus hebt u geen last meer van rode plekken, ongemak of irritatie op de neusbrug.**

Onbelemmerd zicht



Dankzij het open ontwerp kunt u eenvoudig een bril dragen, lezen, tv kijken en een computer of tablet gebruiken voordat u gaat slapen.**

Alsof u helemaal niets draagt



Het zachte, flexibele frame is comfortabel om 's nachts te dragen. Gebruikers geven aan dat het voelt alsof u helemaal niets draagt.*

Keuzevrijheid



Door het modulaire ontwerp kunnen gebruikers het kussen kiezen dat het best bij hen past, en dat alles op één frame.

Gebruiksvriendelijk



Het bestaat slechts uit een paar onderdelen, eenvoudig in elkaar te zetten, uit elkaar te halen en schoon te maken.

Magnetische klemmen



Neem contact op met uw zorgverlener voordat u het masker in gebruik neemt. Sommige medische apparaten worden beïnvloed door magnetische velden. De magnetische klemmen in dit masker moeten ten minste 50 mm van een actief medisch apparaat worden gehouden. Speciale aandacht is nodig bij geïmplanteerde apparaten zoals pacemakers, defibrillatoren en cochleaire implantaten. Lees de gebruiksaanwijzing in de verpakking voor meer informatie.

Specificaties

Waarschuwing: magnetische interferentie

Beware with pacemakers: Read IFU's before use.

Beoogd gebruik

Voor gebruik bij patiënten <gt/> 30 kg: with CPAP prescription

Reinigen van de hoofdband en de slangen

Hand wash with mild detergent: Rinse thoroughly, hang to dry¹

Het masker reinigen

Handmatig wassen met een mild reinigingsmiddel: Rinse thoroughly, air dry¹

Vervanging

Controleer dagelijks op slijtage: Replace at first sign of wear

Productgegevens

Materiaal: Nylon, Polyurethane foam, Polycarbonate, Polyester, Silicone, Spandex
Garantie: 90 days

Operating pressure: 4 to 30 cmH2O

Sound level: 17 dBA

Number of parts: 9



* Eventuele vergoeding van dit medische hulpmiddel is afhankelijk van uw zorgverzekering
* * Geveensanalyse van een onderzoek naar patiëntvoorkeuren in augustus 2017, waarbij n = 85 en de voorgeschreven maskers Resmed Airfit F10 en F20, Respronics Amara View en F&P Simplus waren. Gebaseerd op 10 dagen gebruik.
* ** Verklaring ontwerp - het masker is zodanig ontworpen dat het niet in contact komt met de neusbrug.
* ¹Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer reinigingsinstructies.