

PHILIPS

AVENT

Stérilisateur micro-ondes à vapeur

Élimine 99,9 % des bactéries

Stérilise en 2 minutes

Peut contenir 4 biberons Philips Avent

Convient à la plupart des micro-ondes

SCF282



Stérilisateur micro-ondes à vapeur rapide

Pour une utilisation à domicile ou en déplacement

Le stérilisateur micro-ondes à vapeur Philips Avent est idéal pour une stérilisation rapide et efficace, à la maison ou en déplacement. Vous pouvez stériliser jusqu'à 4 biberons Philips Avent ou autres objets en même temps, afin d'éliminer 99,9 % des bactéries en 2 minutes.

Conception légère et compacte

- Conception légère pour la stérilisation des biberons en déplacement
- Charnières sécurisées à température constante pour maintenir le couvercle en place
- Convient à la plupart des micro-ondes sur le marché

Stérilisation à vapeur au micro-ondes rapide et efficace

- Le contenu reste stérile jusqu'à 24 heures
- Stérilisateur à vapeur pour micro-ondes efficace en seulement 2 minutes
- Élimine 99,9 % des germes et des bactéries

Compatible avec différents types de biberons et d'accessoires

- Stérilise les tire-laits, les sucres, les ustensiles, ainsi que les biberons
- Stérilise les biberons à col large ou étroit

Points forts

Stérilise en seulement 2 minutes



Le stérilisateur à vapeur pour micro-ondes peut être utilisé pour stériliser les biberons et autres produits en seulement 2 minutes. Il élimine 99,9 % des germes et des bactéries. La durée exacte du cycle dépend bien sûr de la puissance du micro-ondes. 2 minutes pour un micro-ondes de 1 200-1 850 W, 4 minutes pour un micro-ondes de 850-1 100 W, 6 minutes pour un micro-ondes de 500-800 W.

Élimine 99,9 % des germes



Il a été prouvé que le stérilisateur à vapeur pour micro-ondes tue 99,9 % des germes et des bactéries.

Stérilisation efficace



Le contenu reste stérile jusqu'à 24 heures tant que le couvercle reste fermé.

Fonctionne avec différents types de biberons



Le stérilisateur stérilise les biberons à col large ou étroit. Jusqu'à 4 biberons Philips Avent peuvent être stérilisés à la fois.

Utilisable pour les tire-laits et les sucres

Le stérilisateur peut être utilisé pour stériliser les tire-laits, les sucres, les ustensiles et autres accessoires, ainsi que les biberons.

Conception légère pour les déplacements



Le stérilisateur est compact et léger, ce qui facilite son transport, partout où vous allez (vacances, visites chez des proches, etc.). Vous pouvez désormais toujours avoir à votre portée des biberons et accessoires stérilisés.

Convient à la plupart des micro-ondes



Le stérilisateur à vapeur pour micro-ondes a été conçu pour s'adapter pratiquement à tous les micro-ondes sur le marché. Il maintient ainsi les biberons et autres produits pour bébé stériles, où que vous soyez.

Charnières sécurisées à température constante



Le stérilisateur à vapeur pour micro-ondes est doté de charnières sécurisées à température constante pour maintenir le couvercle en place. Vous pouvez ainsi retirer le stérilisateur du micro-ondes en toute sécurité. Les biberons et autres produits restent stériles et vous évitez toute brûlure.

Caractéristiques

Spécificités techniques

Temps de stérilisation: 2 min à 1 200-1 850 W,
4 min à 850-1 100 W, 6 min à 500-800 W
Capacité du réservoir d'eau: 200 ml

Poids et dimensions

Dimensions: 166 (H), 280 (l), 280 (L) millimètre
Poids: 740 g

Pays d'origine

Fabriqué en: Angleterre

Inclus

Stérilisateur micro-ondes à vapeur: 1 Pièce(s)
Pinces: 1 Pièce(s)
Biberon PP 125 ml (4 oz): 2 Pièce(s)
Biberon PP 260 ml (9 oz): 2 Pièce(s)

Étapes de développement

Étape: 0 à 6 mois

