

# PHILIPS

Full Face-  
magneetclips

DreamWear

Vervangend onderdeel Full Face  
met 1 set magnetische klemmen



HH1132

## Alsof u helemaal niets draagt.\*

DreamWear Full Face biedt u vrijheid en comfort, zodat u kunt genieten van een goede nachtrust.

### **Magnetische klemmen**

- De hoofdbandclips en het maskerkussen bevatten magneten

### **Gebruiksvriendelijk**

- Magneetclips om de hoofdband te bevestigen

# Kenmerken

## Gebruiksvriendelijk



Het bevestigen van de hoofdband aan het frame gaat eenvoudig en snel met behulp van de magneetclips.

## Magnetische klemmen



Neem contact op met uw zorgverlener voordat u het masker in gebruik neemt. Sommige medische apparaten worden beïnvloed door magnetische velden. De magnetische klemmen in dit masker moeten ten minste 50 mm van een actief medisch apparaat worden gehouden. Speciale aandacht is nodig bij geïmplanteerde apparaten zoals pacemakers, defibrillatoren en cochleaire implantaten. Lees de gebruiksaanwijzing in de verpakking voor meer informatie.

# Specificaties

**Waarschuwing: magnetische interferentie**  
Beware with pacemakers: Read IFU's before use.

**Productgegevens**  
Garantie: 90 days

