


**PHILIPS**

**AVENT**

Tire-lait manuel

Coffret Vie Active

SCF290/16



## Pour recueillir davantage de lait, rapidement.

Tire-lait manuel offrant une efficacité maximale

Un tire-lait manuel vous permet de contrôler au mieux le rythme et la puissance d'aspiration. Le tire-lait manuel exclusif Philips AVENT vous assure également une efficacité maximale, en étant cliniquement prouvé qu'il recueille davantage de lait qu'un tire-lait électrique utilisé en milieu hospitalier.

### **Avantages et caractéristiques :**

- Valisette isotherme et sachets de gel réfrigérant

### **Efficacité cliniquement prouvée**

- Coussin massEUR breveté

### **Stimule et permet de recueillir le lait**

- Les alvéoles du coussin massEUR souple stimulent l'écoulement naturel du lait.

### **Flexible et portatif**

- Facile à assembler et à utiliser

## Points forts

### Valisette isotherme et sachets de gel réfrigérant

Tout ce qu'il faut pour vous aider à allaiter plus longtemps, pour tirer et conserver votre lait maternel quand vous êtes séparée de votre bébé.

### Facile à assembler et à utiliser

Silencieux et portatif.

### Coussin massEUR breveté

Les cinq alvéoles souples du tire-lait Philips Avent se gonflent et se dégonflent doucement quand vous appuyez sur la poignée, reproduisant l'action de la tétée de votre bébé.

### Coussin massEUR souple

Les alvéoles du coussin massEUR breveté du tire-lait Philips Avent se gonflent et se dégonflent pour reproduire les mouvements de la tétée et permettre de stimuler l'écoulement rapide et naturel du lait.

## Caractéristiques

### Pays d'origine

England

### Inclus

Tire-lait manuel ISIS: 1 pcs

Bottle stand/funnel cover: 2 pcs

Pot de conservation pour lait maternel (125 ml): 2 pcs

Newborn nipple travel pack: 1 pcs

Tétine extra-souple débit nouveau-né: 2 pcs

Spare parts: 1 pcs

